

# seca 685

## Plateforme de pesée multifonctionnelle sans fil

**DME intégrée**



- Une pesée sûre en position debout, assise et en fauteuil roulant, sans transformation.
- Garde-corps solide pour une pesée en toute sécurité.
- Grande plateforme de pesée facilement accessible même en fauteuil roulant.
- Barrière de sécurité au niveau des roues avant du fauteuil roulant.
- Unité d'affichage pivotante.
- Fonctions TARE, HOLD et fonction d'amortissement.
- Possibilité de transmettre sans fil, les résultats mesurés vers une imprimante seca 360° wireless ou vers un PC.

**seca 685 :****Peser en toute simplicité.**

La balance multifonctionnelle seca 685 est un outil complet qui répond parfaitement aux exigences du quotidien du personnel médical et soignant. Avec sa grande palette de fonctions, elle représente un gain de temps, de simplicité, de précision et de sécurité. Elle est aussi bien adaptée à la médecine générale qu'aux services de néphrologie et aux établissements de santé. En somme, la balance seca 685 vous simplifie le quotidien, jour après jour.

**Pour une pesée en toute sécurité en position debout, assise et en fauteuil roulant.**

Sur cette balance les patients à mobilité réduite peuvent se maintenir au garde-corps ou encore s'asseoir sur le siège intégré qui se déplie et se rabat en un coup de main. De plus la seca 685 est adaptée à la pesée en fauteuil roulant. Sa plateforme large et basse est facilement accessible. De plus, une barrière retient les roues avant du fauteuil roulant et assure une plus grande sécurité pendant la pesée.



La pesée est possible en position debout ou assise.



Les fauteuils roulants accèdent facilement à la plateforme grâce à la rampe intégrée.

**Les fonctions TARE, HOLD et la fonction d'amortissement.**

Les fonctions TARE et pré-TARE garantissent une détermination fiable du poids net du patient. Une simple pression sur une touche permet de tarer la balance, supprimant ainsi le poids du fauteuil roulant. Grâce à la fonction HOLD qui permet de garder les mesures en mémoire, le personnel peut prendre le temps de s'occuper du patient et de noter les résultats. L'unité d'affichage pivotante est fixée à une hauteur permettant une commande aisée des fonctions.

**Une balance pensée en détails pour une parfaite adéquation.**

Tandis que le revêtement caoutchouc ainsi que le garde-corps assurent une pesée en toute sécurité, des roulettes de transport assurent la mobilité de cette balance multifonctionnelle. La rampe d'accès seca 470 est toujours fournie avec la balance seca 685.

**Transmission sans fil des résultats sans imputation manuelle et sans erreur.**

La technologie sans fil seca 360° wireless permet au seca 685 de transmettre toutes les valeurs mesurées à l'imprimante 360° wireless disponible en option. Grâce au logiciel seca analytics 115 ou seca emr flash 101 connectable en réseau et à l'adaptateur sans fil 360° wireless USB seca 456, vous pourrez recevoir et exploiter les données sur votre ordinateur. Vous pourrez aussi les intégrer aux dossiers médicaux électroniques (DME) existants. Le seca 685 avec fonction DME intégrée est de ce fait prêt à affronter les dossiers médicaux numériques ainsi que toutes les exigences qui se poseront dans le futur. Pour plus d'informations sur la fonction DME, cliquez sur [www.seca.com](http://www.seca.com)

**seca 685****Caractéristiques techniques**

- Capacité : 300 kg
- Graduation : 100 g < 200 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 910 x 1,100 x 1,064 mm
- Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 760 x 50 x 820 mm
- Poids : 59.5 kg
- Alimentation : bloc secteur
- Transmission des données : technologie sans fil seca 360° wireless
- Fonctions : TARE, pré-TARE, HOLD, auto-HOLD, BMI, auto-CLEAR, auto changement de sensibilité, amortissement, SEND/PRINT
- Compatible RS232
- Classe d'étalonnage :  $\text{M}$
- Roulettes de transport
- Compatibilité : imprimante sans fil 360° wireless advanced seca 466, imprimante sans fil 360° wireless seca 465, adaptateur sans fil 360° wireless USB seca 456, logiciel seca analytics 115 et seca emr flash 101, stadiomètre seca 274 ou seca 264