

seca 685

Balança digital multifunções

Monofolha de Produto [**seca 685**]



- Pesagem segura de pé, sentado ou em cadeira de rodas.
- Corrimão estável garante maior segurança.
- Plataforma larga e de fácil acesso.
- Ecrã fácil de ler.
- Função TARA, HOLD e DAMPING.
- Grande mobilidade graças às rodas incorporadas.

seca 685:

Pesagem sem restrições.

A nova balança multifuncional seca 685 é ideal para uso em medicina geral, nefrologia e em hospitais, tal como em lares. Conseguimos conjugar as várias necessidades da medicina diária através de um design sofisticado e funcional. Como resultado, tem uma balança que torna o seu trabalho mais simples, todos os dias.

Pesagem segura de pé, sentado ou em cadeira de rodas.

Nesta balança os pacientes podem pesar-se em pé, segurando-se num corrimão estável, sentados num banco integrado na balança, ou permanecer na cadeira de rodas, em cima da plataforma. Em pé, um suporte estável garante toda a segurança para pacientes com estabilidade reduzida. Sentados, um banco confortável para ser subido ou descido só com uma mão. Uma atenção especial foi dada para permitir o fácil acesso à balança a partir de cadeiras de rodas, e impedir a sua descida através de uma barreira, o que é uma segurança adicional.



Pode pesar-se em pé ou sentado.

Função TARA, HOLD e DAMPING.

Com a função TARA, o peso conhecido da cadeira de rodas pode ser deduzido ao peso do paciente automaticamente. A prática função HOLD permite retirar e tratar do paciente e apenas depois ler o resultado da pesagem. A função DAMPING compensa eventuais oscilações durante a pesagem com um resultado preciso. A leitura do peso é sempre fácil tanto para o paciente como para o acompanhante já que o ecrã é pivotante e está disponível a um nível mais apropriado.



O ecrã rotativo pode ser virado para o paciente ou para a equipa médica.

Detalhes muito úteis para uma utilização perfeita.

A superfície e o corrimão anti-derrantes somam segurança à balança. Com os rodados integrados é possível ser deslocada com facilidade para qualquer lado. Esta balança pode ser incorporada com a rampa seca 470 e com o interface seca 460 RS232 – para transmitir os dados para um computador.



Graças à rampa integrada, uma cadeira de rodas sobe fácil e confortavelmente para a plataforma.

seca 685

Dados técnicos

- Capacidade: 300 kg
- Graduação: 100 g < 200 kg > 200 g
- Dimensões (LxAxP): 910 x 1.100 x 965 mm
- Peso: 59 kg
- Alimentação: Adaptador de corrente eléctrica
- Funções: Pre-TARA, TARA, HOLD, IMC, DAMPING
- Opcional: Set adaptador RS232 seca 460
- Balança médica com aprovação modelo classe III, mediante o Decreto-Lei 383/93 e a Portaria 44/94 e 96/96
- Classe de Aprovação: III