

seca 685 r

EMR ready デジタル 多機能スケール (検定付) ㊦

EMR-integrated

3年間
保証対象製品

EMR



- 掴まりやすい安定した手すりと乗り降りしやすい大きな計量台、折りたたみ式の椅子であらゆる患者を安全に測定
- 読み取りやすいディスプレイ表示
- 風袋引き機能、プリセット風袋機能、ホールド機能、オートホールド機能、ダンピング機能付
- 移動をサポートするキャスター
- RS232で出力可能 (出力の際にはRS232ケーブル seca 451が必要です)

seca 685 r :

用途に制限のない多機能スケール

Seca 685r 多機能スケールは seca のこれまでの経験から開発されたオールインワンモデルです。その機能性から、総合内科や外科病棟、介護施設まで幅広くご利用いただけます。secaは、洗練されたデザインで、日々の医療生活における必要性を追求し、医療従事者の日常業務を軽減できるスケールを完成させました。



立っても座ったままでも、
車椅子に乗ったままでも
安全に測定可能

seca 685 r では安定した手すりに掴まって一人で立ちながら、備え付けの椅子に座りながら、または車椅子に乗ったまま体重を計測することができます。立って測定するときは、ふらつく患者も安定した手すりに掴まりながら安全に測定できます。歩行や直立が困難な患者に便利な椅子は、片手でセッティングや収納が可能です。乗り降りしやすい広い計量台に施してある低い柵は、車椅子の前輪部のストッパーの役割を果たしており、安全性をより高めます。



患者は立っても座っても計測可能



付属のバリアフリーランプで車椅子も楽に計量台に乗れます

風袋引き機能・プリセット
風袋機能・ダンピング機能

風袋引き機能やプリセット風袋機能は、車椅子などの付加重量を差し引くことによって、患者の重量のみを表示することができる機能です。ダンピング機能は静止が困難な患者でも内部のセンサーが平均値を読み取り正確な計測ができる機能です。そして体重計を降りた後すぐに測定値を0に戻すオートクリア機能があります。見やすい位置にあるディスプレイは回転式で、簡単に測定値を確認することができます。

実用性の高い手すり

大きな計量台は滑りにくいラバーマットが敷いてあり、掴まりやすく安全な手すり付きです。スケールを斜めに倒すと床と接地して動くように備え付けられたキャスターは、やむを得ず移動が必要な際に最大限サポートします。

※大型の体重計は移動することを前提に製造されておらず、移動を頻繁に行くと故障の原因となりますので、ご注意ください。移動用のキャスターはやむを得ず移動が必要な際の移動をサポートするためのものですので、あらかじめご了承ください。

seca電子カルテ連動ソリューション：
仕事の流れを改善する方法

seca 452を使用すると専用サーバーを介して院内のネットワーク上にある全てのseca製品を電子カルテに接続することができます。(別途専用サーバーと接続費用が必要です。) また、seca 451と一緒にのご使用で、RS232で測定値を出力することも可能です。seca電子カルテ連動ソリューションに関するお問い合わせはこちらへ：info@seca.co.jp

seca685r

テクニカルデータ

- 最大計量：300 kg
- 表示単位：200 kg まで 100g、200 kg 以上 200 g
- サイズ(W×H×D)：930 × 1,110 × 1,070 mm
- 計量台サイズ(W×H×D)：800 × 55 × 840 mm
- 重量：59.5 kg
- 機能：風袋引き機能、プリセット風袋機能、ホールド機能、オートホールド機能、オートクリア機能、オートレンジ機能、BMI機能、ダンピング機能、送信機能、RS232通信
- 電源：ACアダプター
- バリアフリーランプ1つ付属
- 別売オプション：RS232ケーブル seca 451 無線・有線プリンターセット
- 精度等級：3級

※システム連携：すべての電子カルテシステム(EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動には別途費用が必要となります。詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。