


# seca 704

Báscula de columna con capacidad de hasta 250 kg y sistema inalámbrico 

integrable en SGP



- seca 360° wireless: transmisión inalámbrica integrable en red.
- Tecnología de pesaje precisa y extremadamente robusta, hasta 250 kg.
- TARA, Pre-TARA, BMI, HOLD, Auto-HOLD y función madre/bebé.
- Con tallímetro opcional: equipo completo de pesaje y medición.

## seca 704:

### Un talento universal integrable en red.

La nueva seca 704 solución todo en uno, ya sea niños pequeños ó de pacientes con adiposidad. Además, se ha especializado en comprobar el BMI y la talla. Para ello, dispone de dos opciones: integrar un tallímetro mecánico ó recibir los datos por vía inalámbrica desde un estadiómetro digital separado. Y para ahorrar tiempo y esfuerzos, todo lo que ha pesado, medido y calculado la báscula seca 704 se puede enviar con la tecnología de transmisión inalámbrica seca 360° wireless al software seca analytics 105 instalado en el PC ó a las impresoras inalámbricas 360° wireless: advanced seca 466 y seca 465.



#### Carga con todo, hasta 250 kg.

La plataforma de amplias dimensiones y baja altura ofrece un acceso fácil y seguro para pacientes con problemas de sobrepeso ó adiposidad. Aquí, no hay temblores ni tambaleos. Firme y estable, se asienta sobre una base maciza de hierro fundido y está cubierta por una alfombra antideslizante de caucho ranurado.



Con la tecnología seca 360° wireless y mediante la simple presión de un botón, la báscula seca puede enviar cualquier valor registrado a una impresora opcional inalámbrica de seca ó al software seca instalado en el PC.



#### Función BMI fácil de manejar.

La báscula seca 704 aligera la tarea de calcular el BMI e incluso brinda asistencia para comprobar la talla. De forma mecánica, con los tallímetros totalmente integrables seca 220 y seca 224, ó de forma muy comfortable con los estadiómetros digitales 360° wireless seca 264 y seca 274 que envían los valores registrados a la báscula. Y con los datos de peso y talla, calculará el BMI.

#### Pre-TARA, función madre/ bebé, HOLD y Auto-HOLD en pocos instantes.

¿Quiere restar del peso de un paciente un valor guardado (por ejemplo, de la vestimenta)? Entonces, simplemente presione Pre-TARA. ¿O prefiere pesar a un bebé en brazos de su madre? Hágalo con la función madre/bebé. ¿Y quiere almacenar rápidamente el valor registrado para leerlo con posterioridad? Hágalo cómodamente con la tecla HOLD. Y si lo desea, también podrá activar auto-HOLD por medio del menú.

#### Transmisión inalámbrica, sin papel y libre de errores.

Con la tecnología de transmisión inalámbrica seca 360° wireless, la báscula seca 704 puede enviar cualquier valor registrado a las impresoras inalámbricas opcionales seca 360° wireless. Con el software integrable en red seca analytics 105 y el adaptador inalámbrico USB seca 456, el PC podrá recibir los valores medidos, evaluarlos y ponerlos a disposición de un sistema de gestión de pacientes (SGP). Con estas prestaciones, la báscula seca 704 ya es integrable en sistemas de gestión de pacientes y está preparada para el historial médico electrónico y todos los retos del futuro. Para más información sobre la compatibilidad con SGP, consulte [www.seca.com](http://www.seca.com).

## seca 704

### Datos técnicos

- Capacidad: 250 kg
- División: 100 g
- Dimensiones (AxAxP): 360 x 930 x 520 mm
- Dimensiones plataforma (AxAxP): 335 x 80 x 345 mm
- Peso propio: 14,9 kg
- Alimentación: Pilas / adaptador para red eléctrica (opcional)
- Transmisión de datos: Tecnología inalámbrica seca 360° wireless
- Funciones: TARA, Pre-TARA, función madre/bebé, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, amortiguación regulable, desconexión automática, SEND/PRINT
- Opcional: Tallímetro seca 220 y seca 224, adaptador para red eléctrica seca 447, adaptador universal para red eléctrica 400
- Clase de calibrado:  $\text{M}$
- Integrable en los sistemas de: impresora 360° wireless advanced seca 466, impresora 360° wireless seca 465, software seca analytics 105, adaptador USB 360° wireless seca 456



**Hans E. Rüth S.A., Instrumentos Médicos**

Pol. Ind. El Regàs . C/ De la Roda, 14  
08850 Gavà (Barcelona) . España  
Tel. 93 204 72 11 . Fax 93 205 53 09  
E-mail [info@herim.es](mailto:info@herim.es) . [www.herim.es](http://www.herim.es)