

seca 704

EMR ready デジタル コラムスケール (検定付) ㊦

EMR-integrated



- EMR ready: 測定値は電子カルテへダイレクトに送信されます
- 高精度かつ耐久性に優れ、最大計量が300 kgまで計測可能
- BMI機能、プリセット風袋機能、ホールド機能<切替>オートホールド機能、2 in 1機能などの便利な機能を搭載
- 別売オプションの身長計を取り付けると、身長と体重が同時に測定可能

seca 704:

ワイヤレスネットワーク対応の
様々な機能を搭載した便利な体重計

デジタルコラムスケールseca 704は小さな子供から、肥満患者まで様々な患者を測定可能な体重計です。BMI機能では身長を体重計に手入力またはEMR readyに対応している身長計から測定値をデータ転送することで患者の肥満状態を簡単に把握することができます。EMR readyに対応している為、測定データはsecaソフトウェア搭載のPCへ送信することが可能です。(体重値のみ)



最大計量 300 kg まで計測可能

seca 704は小さな子供から大人まで幅広く使用出来る体重計です。安全性を最大限考慮した広い計量台は肥満患者の方でも安全に使用することが出来ます。また広い計量台には滑り止めのゴムマットが付いています。



EMR ready 対応で測定データをPCへ送信することが可能です。



別売オプションの
メジャーロッド
(seca 220)

BMI 数値を簡単に表示

seca 704は簡単にBMI数値を表示することが出来ます。予め測定した患者の身長や別売オプションの身長計seca 220で測定した結果を体重計に入力するだけでBMI数値を表示します。またEMR readyに対応しているのでワイヤレス身長計seca 274と組み合わせるとそれぞれの測定データをワイヤレスで送信し患者の BMI 数値を自動的に表示します。

プリセット風袋機能、
2 in 1機能、ホールド機能
<切替>オートホールド機能
で計測プロセスを軽減

seca 704には予め患者の衣服の重量をセットして差し引く事の出来るプリセット風袋機能、赤ちゃんを抱き抱えて体重を量る事の出来る2 in 1機能、測定値の平均を取り、表示を固定するホールド機能やオートホールド機能など現場の計測プロセスを削減する便利な機能が付いています。

seca電子カルテ連動ソリューション：
仕事の流れを改善する方法

seca 704は病院の電子カルテシステムにネットワークを介して測定値を統合できます。seca 452を介して測定値は電子カルテへ直接送信され、即座に全てのユーザー端末で確認可能となります。外付けのバーコードスキャナーを取り付けることにより、患者と利用者双方を確認することができ、測定結果は常に正確に登録されます。これにより時間を節約し、プロセスの信頼性を向上し、通信エラーを排除します。(別途費用) seca電子カルテ連動ソリューションに関するお問い合わせはこちらへ：info@seca.co.jp

seca 704

テクニカルデータ

- 最大計量：300 kg
- 表示単位：150 kgまで50 g、150 kg以上100 g
- サイズ (WxHxD)：360 x 930 x 520 mm
- 計量台 (WxHxD)：335 x 80 x 345 mm
- 重量：14.9 kg
- 電源：単三乾電池x6本、ACアダプター (別売オプション)
- 機能：風袋引き機能、プリセット風袋機能、ホールド機能<切替>オートホールド機能、ダンピング機能、自動電源オフ機能
- 別売オプション：ACアダプター 400、メジャーロッドseca 220、メジャーロッドseca 224
- 精度等級：3級
- システム連携：すべての電子カルテシステム (EMR) そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動については別途費用が必要となります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。