

seca 704

Balança de coluna digital
com capacidade até
300 kgs 

Integração com PEP



- Ligação à rede através da tecnologia seca 360° wireless.
- Balança precisa e extremamente robusta com capacidade até 300 kgs.
- TARA, Pré-TARA, BMI, ESTAB, auto-ESTAB e Função mãe/bebê.
- Estadiômetro opcional que expande a balança para uma estação de medição.

seca 704:

Um talento multifacetado com capacidade de rede.

Pesar crianças pequenas e pacientes obesos – a nova seca 704 pode fazer tudo. Especialmente quando é preciso obter o IMC e a altura. Neste caso tem duas hipóteses: integrar um estadiômetro ou receber os dados transmitidos sem fios a partir de um estadiômetro separado. E tudo o que a seca 704 pesa, mede e calcula é eficazmente transmitido através da tecnologia seca 360° wireless para o software seca analytics 115 no seu PC, para a avançada impressora 360° wireless seca 466 ou para a impressora sem fios 360° wireless seca 465. É como desejar.



Com capacidade de 300 kg tudo é possível.

Pacientes super pesados ou obesos podem facilmente, de uma forma segura, subir para a larga plataforma da seca 704. Nada treme ou vibra. Nada ameaça uma pesagem segura, graças à base sólida de aço e ao tapete anti-derrapante.



Com a tecnologia seca 360° wireless basta premir uma tecla da seca 704 para enviar os resultados para a impressora opcional seca ou para o software seca no seu PC.



A função IMC simplifica o seu trabalho.

Devido especialmente à função IMC a seca 704 é o seu melhor assistente. Ajuda até a determinar a altura do paciente, mecanicamente através do estadiômetro opcional totalmente integrado seca 220 e seca 224, ou digitalmente através dos estadiômetro sem fios seca 264 e seca 274. Os resultados são enviados para a balança, que depois calcula o IMC através do peso e altura do paciente.

Pre-TARA, função mãe/bebê, ESTAB e auto-ESTAB poupam tempo.

Quer deduzir de um resultado, por exemplo, o peso da roupa do paciente? Use a função Pre-TARA. Quer pesar uma criança nos braços da mãe? Faça-o com a função mãe/bebê. Precisa guardar os resultados rapidamente para os ler depois? Opte pela função ESTAB, E se desejar, a função auto-ESTAB pode ser ativada no menu.

Trasmissão de medições sem erros e sem papel.

Com a tecnologia seca 360° wireless a seca 704 pode transmitir os resultados para a impressora sem fios opcional seca 360° wireless. Com o software seca analytics 115 de funcionamento em rede e o adaptador USB seca 456, o seu PC pode receber e analisar as medições e enviá-las para o sistema PEP (Prontuário Eletrônico de Paciente) Por isso a seca 704 é integrável no sistema 704 e está pronta para processar dados digitais dos pacientes e todas as necessidades que o futuro obrigue. Para mais informações sobre a integração EMR, vá a www.seca.com

seca 704

Dados Técnicos

- Capacidade: 300 kg
- Graduação: 50 g < 150 kg > 100 g
- Dimensões (LxAxP): 360 x 930 x 520 mm
- Plataforma (LxAxP): 335 x 80 x 345 mm
- Peso: 16.3 kg
- Alimentação: pilhas, adaptador (opcional)
- Transmissão de Dados: tecnologia seca 360° wireless
- Funções: TARA, Pré-TARA, função mãe/bebê, ESTAB, Auto-ESTAB, IMC, Auto-CLEAR, amortecimento, desligar automático, SEND/PRINT
- Opcional: estadiômetro seca 220 e seca 224, transformador seca 447, e transformador seca 400
- Classe de Calibração: M
- Sistema compatível com impressora avançada 360° wireless seca 466, impressora 360° wireless seca 465, software seca analytics 115, adaptador USB 360° wireless seca 456