

seca 704s

Funkfähige Säulenwaage
mit integriertem Messstab 

Produktblatt **seca 704s**

PDMS integrated



- Integrierter Messstab mit 1 mm Teilung und Messbereich bis zu 230 cm.
- Netzwerkfähig durch Funktechnologie seca 360° wireless.
- Präzise, extrem robuste seca Wägetechnologie für bis zu 300 kg.
- Feine Teilung 50 g < 150 kg > 100 g.
- BMI, TARA, Auto-HOLD, Mutter/Kind-Funktion, einstellbare Dämpfung.

seca 704s:**Das Allround-Talent mit Netzwerkfähigkeit.**

Vom Kleinkind bis zum Adipositas-Patienten – die neue seca 704s mit integriertem Stadiometer ist ein echter Alleskönner. Besonders, wenn es darum geht, Gewicht, Körpergröße und den BMI eines Patienten in nur einem Schritt zu ermitteln. Und alles, was die seca 704s messen und wiegen kann, überträgt die seca 360° wireless Funktechnologie zeitsparend an die Software seca analytics 115 auf Ihrem PC oder an die 360° wireless Drucker advanced seca 466 und 360° wireless Drucker seca 465. Wenn Sie es wollen.

**300 kg Tragkraft machen alles mit.**

Schwergewichtige oder adipöse Patienten haben es auf der seca 704s leicht, denn die große, flache Plattform macht das Begehen einfach und sicher. Nichts wackelt, nichts gefährdet den sicheren Stand. Dafür sorgen ein massives Untergestell aus Gusseisen sowie eine rutschsichere Auflage aus geriffeltem Gummi.



Die seitliche Bedruckung ermöglicht ein optimales Ablesen der Körpergröße.

Pre-TARA, Mutter/Kind-Funktion, HOLD und Auto-HOLD machen es kurz.

Sie wollen einen gespeicherten Wert, z.B. der Kleidung, vom Gewicht des Patienten abziehen? Kurz Pre-TARA drücken. Oder ein Kind auf dem Arm eines Elternteils wiegen? Mit der Mutter/Kind-Funktion. Jetzt schnell den Messwert speichern, um ihn erst später abzulesen? Wie gut, dass es hier die HOLD-Taste gibt. Und wenn gewünscht, kann Auto-HOLD über das Menü aktiviert werden.



Mit der seca 360° wireless Funktechnologie kann die seca 704s auf Knopfdruck jeden Messwert an einen optionalen seca Funkdrucker oder an die seca Software auf Ihrem PC versenden.

Papier- und fehlerlose Messwertübertragung per Funk.

Mit der seca 360° wireless Funktechnologie kann die seca 704s jeden Messwert an die optionalen 360° wireless Drucker senden. Mit den netzwerkfähigen Softwarelösungen seca analytics 115 oder seca emr flash 101 und dem USB-Adapter seca 456 können Messwerte auch von Ihrem PC empfangen, ausgewertet und einem vorhandenen Patientendatenmanagementsystem (PDMS) zur Verfügung gestellt werden. Damit ist die seca 704s PDMS integrated und bereit für die digitale Patientenakte und alle Anforderungen, die die Zukunft an sie stellt. Nähere Erläuterungen zu PDMS integrated unter www.seca.com

seca 704s**Technische Daten**

- Tragkraft: 300 kg
- Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
- Maße (BxHxT): 360 x 930 x 520 mm
- Trittfäche (BxHxT): 335 x 80 x 345 mm
- Messbereich: 7–230 cm
- Eigengewicht: 17,6 kg
- Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional
- Datenübertragung: Funktechnologie seca 360° wireless
- Funktionen: TARA, Pre-TARA, Mutter/Kind-Funktion, HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR, Auto-Wägebereichumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, SEND/PRINT
- Optional: Netzgerät seca 447
- Eichklasse: 
- Systemfähig mit: 360° wireless Drucker advanced seca 466, 360° wireless Drucker seca 465, 360° wireless USB Adapter seca 456, Software seca analytics 115 und seca emr flash 101, Stadiometer seca 274 oder seca 264