

seca 711

Báscula mecánica de columna con pesas deslizantes a la altura de los ojos ③



- Capacidad extraordinaria de 220 kg, incluso para pacientes con sobrepeso.
- Plataforma baja y amplia.
- Manejo sencillo y lectura comfortable a la altura de los ojos.
- Sólida construcción con estructura inferior de hierro fundido.
- Ruedas de transporte para el uso móvil.

seca 711:

Precisión y calidad incondicionales.

Una técnica indestructible y una precisión absoluta son condiciones indispensables que debe ofrecer una báscula para el servicio cotidiano en los centros de salud profesionales. La probada pesapersonas de columna con su característica barra de pesas deslizantes a la altura de los ojos goza de un gran prestigio, ante todo en los consultorios médicos. El modelo seca 711, optimizado y modernizado, viene provisto de una mayor capacidad de 220 kg, un manejo aún más confortable y un diseño perfeccionado para los consultorios de médicos generales, médicos internistas y nutricionistas.



Alta capacidad y amplia plataforma.

Con su capacidad de hasta 220 kg, la pesapersonas seca 711 se ha diseñado específicamente para el pesaje de pacientes con sobrepeso y adiposidad; las generosas dimensiones y la escasa altura de la plataforma facilitan la subida a la báscula, y la superficie de caucho antideslizante con estructura ranurada ofrece una seguridad adicional para los pies. En el acabado se han cuidado hasta los últimos detalles para asegurar una larga vida útil. Con estas características, la pesapersonas seca 711 ofrece un pesaje considerablemente más confortable para pacientes, médicos y personal sanitario.



La construcción plana y amplia facilita el acceso y asegura la posición de pie sobre la báscula.

Manejo sencillo y lectura confortable a la altura de los ojos.

La escala dispuesta a la altura de los ojos para una cómoda lectura está impresa de ambos lados; así, puede ser manejada desde la misma báscula o también por una persona situada delante de ella. Las cifras de gran tamaño facilitan una lectura rápida del peso. Un sellado especial impide el desgaste de la escala, incluso después de varios años de uso.



El tallímetro seca 220 opcional permite realizar el pesaje y la medición cómodamente en una sola operación.

Sólida construcción de hierro fundido y ruedas integradas para su transporte.

La estructura inferior de la báscula seca 711, realizada en hierro fundido, soporta hasta los usos más intensivos. La pintura especial del sistema de palancas protege la vida interior contra la corrosión, asegurando resultados precisos a largo plazo. Pese a su construcción compacta, la báscula se puede transportar sobre sus ruedas fácil y rápidamente hasta donde se la necesite. Equipada adicionalmente con el tallímetro telescópico seca 220, la pesapersonas seca 711 permite realizar el pesaje y la medición en una sola operación, con el consiguiente ahorro de tiempo.

seca 711

Datos técnicos

- Capacidad: 220 kg
- División: 100 g
- Dimensiones (AxAxP): 520 x 1,556 x 520 mm
- Dimensiones plataforma (AxAxP): 335 x 80 x 345 mm
- Peso: 21.7 kg
- Funciones: Función de ajuste a cero
- Optional: Tallímetro seca 220
- Clase de calibrado: