

seca 711

Balança de coluna
mecânica com braço ao
nível da cintura (III)



- Capacidade extra elevada até 220 kg, para pacientes extra pesados.
- Plataforma larga e baixa.
- Simples de utilizar e de fácil leitura graças ao ecrã à altura dos olhos.
- Construção resistente à base de ferro fundido.

seca 711:

Precisão e qualidade com personalidade.

Uma precisão absoluta e um mecanismo indestrutível são pré-requisitos essenciais para uma balança utilizada diariamente por profissionais de saúde. Com estas qualidades, esta balança de coluna de confiança com a característica de ter o braço ao nível dos olhos criou o seu lugar na prática de medicina. A seca 711, um modelo melhorado e actualizado agora tem uma capacidade ainda maior até 220 kg, é ainda mais fácil de utilizar e tem um design mais funcional. Tem o perfil certo para medicina geral e interna, e consultas de nutrição.



Alta capacidade e grande plataforma.

Com uma capacidade até 220 kg, a seca 711 foi desenhada para pesar os pacientes mais pesados. Para assegurar a durabilidade, foi dada uma atenção especial à alta qualidade de construção. O tamanho generoso e a plataforma baixa tornam a seca 711 fácil de subir e o tapete anti-deslizante garante a segurança. A pesagem ficou assim mais confortável, não só para pacientes como para os profissionais.



A cana de medição opcional permite uma pesagem e medição conveniente em simultâneo.



A plataforma ampla e plana proporciona fácil acesso e boa aderência.

Construção de qualidade em ferro fundido com rodas de transporte integradas.

A base da seca 711 é feita de ferro fundido e pode por isso suportar a utilização mais intensiva. O revestimento especial protege as partes interiores da corrosão, garantindo assim resultados precisos por um longo período de tempo. Apesar desta construção compacta, a balança pode ser facilmente deslocada graças às rodas de transporte integradas. Com a cana de medição telescópica seca 220, a seca 711 poupa tempo de pesagem e de medição já que as faz em simultâneo.

Robusta e de fácil utilização.

No que respeita à robustez a seca 711 é dificilmente ultrapassável: a sua base em ferro fundido, coluna de aço e o acabamento anti-ferrugem da alavanca garantem uma longa duração. A graduação impressa no braço é de rápida leitura dada as suas cores de contrastes. Graças às suas rodas de transporte integradas a balança pode ser facilmente transportada para qualquer lugar. O ajuste da posição zero é simples para uma constante precisão.

seca 711

Dados técnicos

- Capacidade: 220 kg
- Graduação: 100 g
- Dimensões (CxAxP): 520 x 1.556 x 520 mm
- Dimensões da plataforma (CxAxP): 335 x 80 x 345 mm
- Peso: 21,7 kg
- Funções: ajuste de zero
- Opcional: escala de medição seca 220
- Classe de aprovação CE: