

# seca 725

## Pèse-bébés mécanique à poids coulissants



- Design classique et mécanisme de précision de qualité supérieure.
- Détermination exacte du poids grâce à la fonction de remise à zéro.
- Nacelle délicatement incurvée pour un maximum de sécurité.
- Mobile et facile à entretenir.

## seca 725 :

### Classique et robuste.

Un bébé pousse rapidement: son poids a pratiquement doublé après quatre à six mois. Dès que le bébé commence à marcher à quatre pattes, ses réserves adipeuses commencent à fondre. Le suivi précis de l'évolution du poids d'un bébé depuis le début n'est assuré qu'avec des instruments fiables à long terme. Il faut un pèse-bébés qui fonctionne correctement en toute circonstance : le pèse-bébés mécanique seca 725 a fait ses preuves depuis plus de 50 ans et est toujours utilisé par les professionnels de la santé dans le monde entier.

#### Design classique et mécanisme de précision de qualité supérieure.

Le modèle seca 725 allie les avantages d'une construction plate classique à la précision d'un mécanisme de qualité supérieure. Ses poids qui coulissent en douceur permettent une utilisation facile et une pesée particulièrement précise. Le bébé est couché en toute sécurité dans la nacelle délicatement incurvée. La robuste construction d'acier et les leviers en fonte assurent la longévité et la précision durable de cette balance. Tout cela explique que ce pèse-bébés mécanique soit le favori incontesté depuis plusieurs dizaines d'années.



Le plateau est aisément amovible pour faciliter l'entretien.

#### Détermination précise du poids grâce à la fonction de remise à zéro.

La remise à zéro assure une détermination fiable du poids net - Un tarage permet de compenser le poids d'une natte pour que la balance n'indique que le poids effectif du bébé. Le pèse-bébés permet une lecture du poids à 5 grammes près. Sa capacité est de 16 kg. Il est difficile de trouver un pèse-bébés mécanique plus précis et, étant mécanique, les risques de panne sont minimes.



Le réglage du zéro garantit la détermination fiable du poids net, le poids d'un coussin ou d'une couche étant automatiquement déduit comme une tare du résultat de la pesée.



#### Mobile et facile à entretenir.

La nacelle peut être facilement retirée du plateau pour la nettoyer. Doté d'un revêtement inusable et résistant aux éraflures et d'une surface lisse d'un seul tenant, le pèse-bébés seca 725 est très facile à nettoyer. La balance peut être aisément transportée et entreposée en toute sécurité dans la mallette de transport seca 425 disponible en option.

Roulettes en matériau plastique et poignée de traction escamotable.



## seca 725

### Caractéristiques techniques

- Capacité : 16 kg
- Graduation : 5 g
- Dimensions (LxHxP) : 550 x 180 x 290 mm
- Dimensions du plateau (LxHxP) : 550 x 110 x 270 mm
- Poids : 6.4 kg
- Fonctions/Accessoires : réglage du zéro
- En option : sacoche de transport seca 425