

seca 725

Balança pediátrica com pesos deslizantes



- Desenho clássico e mecanismo de alta precisão.
- Comprovação exata do peso, graças ao ajuste zero.
- Bandeja de pesagem de curvas suaves para máxima segurança.
- Fácil de utilizar e transportável.

seca 725:

Tão clássica como confiável.

O peso de um bebê aumenta com grande rapidez; aos seis meses, já tem dobrado. E enquanto o bebê começa a engatinhar e a correr, alguma grama ou outra de gordura desaparecerá rapidamente. Para controlar o desenvolvimento do bebê desde o início e com máxima segurança, os consultórios pediátricos precisam poder contar com instrumentos confiáveis e duráveis e com uma balança pediátrica que funcionará em qualquer ambiente. A balança mecânica seca 725 está oferecendo os seus serviços a mais de 50 anos, e os profissionais de saúde de todo o mundo seguem utilizando-a até o dia de hoje.



Desenho clássico e mecanismo de alta precisão.

A balança pediátrica seca 725 combina a clássica construção plana com uma mecânica de alta precisão. Com pesos que se deslizam suavemente, é fácil de usar e oferece resultados exatos. A bandeja de pesagem suavemente curvada oferece uma acomodação segura para o bebê, e a robusta construção e as barras em aço fundido garantem muitos anos de pesagem precisa. Com todas estas qualidades, esta balança pediátrica continua sendo uma das favoritas há muitas décadas.

Comprovação exata do peso graças ao ajuste zero.

O ajuste zero garante a comprovação confiável do peso líquido. Assim, a tara de uma colchonete pode eliminar-se facilmente, e o que fica é o peso real do bebê. A barra da balança oferece escalas muito pequenas de 5 g. A capacidade é de 16 kg. A precisão que oferecem estas graduações dificilmente se encontrarão em alguma outra balança pediátrica; e justamente por ser mecânica, esta balança oferece um máximo de confiabilidade.

Fácil de utilizar e transportável.

A bandeja de pesagem pode-se extrair facilmente da base para limpeza. Com um acabamento de alta resistência e resistente a riscos e uma superfície suave e sem costuras, a balança seca 725 é extremamente fácil de limpar.



A bandeja desmontável facilita a tarefa de limpeza.



O ajuste zero garante a comprovação confiável do peso líquido, já que permite eliminar facilmente o peso adicional de uma colchonete ou de uma fralda.

seca 725

Dados técnicos

- Capacidade: 16 kg
- Graduação: 5 g
- Dimensões (LxAxP):
550 x 180 x 290 mm
- Peso: 6,4 kg
- Funções: ajuste de zero

