

seca 757

EMR ready デジタル ベビースケール (検定付) ㊦

EMR-integrated

3年間
保証対象製品

EMR



- データをワイヤレスでPCに送信可能
- ダンピング機能でむずがる乳児の体重も正確に測定可能
- 測定値が安定すると自動的に表示を固定するオートホールド機能付き
- 人間工学に基づいた形状のトレイで乳児を安全に測定
- 測定値が読み取りやすいバックライト付液晶ディスプレイ

seca 757:**小児科に必要なすべてを搭載**

Seca は医師、看護師や介護者の方々の日常業務を最大限簡便化します。デジタルベビースケールseca 757はワイヤレス通信可能で医療現場に様々な可能性を提供します。ダンピング機能搭載で今までにない高精度な計測を可能にし、より早く、そして安全で正確な測定を実現しました。充電式バッテリーで動作可能な為、電源が取れない場所や病棟内を持ち運んでの使用が可能です。

ダンピング機能で正確で素早く測定

動き回る乳児もseca 757なら簡単に計測可能です。特許を取得しているダンピングシステムにより、乳児が起こす振動や揺れを内部のセンサーが感知し、ちらつく重量表示から平均値を取り的確な数値を表示します。



充電式バッテリーとACアダプターで動作可能です



バックライト付きの液晶ディスプレイでうす暗い部屋でも測定値を正確に読み取ることができます

確かで快適な測定

人間工学に基づいた大きな計量台で乳児に安心感を与えます。15 kgまでの幼児も座って測定できます。特殊なプラスチックで作られている計量台は素早く体温に馴染み乳児にも快適です。バックライト付きの液晶ディスプレイでうす暗い部屋でも快適に測定値を読み取ることができます。オートホールド機能でちらつく測定値を固定し、更に読み取りが楽になります。充電式バッテリー使用時には測定値を約1分間表示し、ACアダプター使用時には測定値が表示されたままになります。医療スタッフは測定値を読み取り記録する前に乳児のケアをすることができます。



身長測定テープ付きで乳児の身長と体重を同時に測定することができます

seca電子カルテ連動ソリューション：仕事の流れを改善する方法

seca 757は病院の電子カルテシステムにネットワークを介して測定値を統合できます。seca 452を介して測定値は電子カルテへ直接送信され、即座に全てのユーザー端末で確認可能となります。外付けのバーコードスキャナーを取り付けることにより、患者と利用者双方を確認ことができ、測定結果は常に正確に登録されます。これにより時間を節約し、プロセスの信頼性を向上し、通信エラーを排除します。(別途費用)seca電子カルテ連動ソリューションに関するお問い合わせはこちらへ：info@seca.co.jp

seca 757**テクニカルデータ**

- 最大計量: 15 kg
- 最小表示: 5kgまで2g、5kg以上5g
- サイズ (WxHxD): 551 x 151 x 320 mm
- 重量: 7.1 kg
- 電源: ACアダプター / 充電式バッテリー
- 機能: 風袋引き機能、ホールド機能、オートホールド機能、自動電源オフ機能、ダンピング機能
- 精度等級: 3級
- 別売オプション: ベビースケール専用カート
seca 403/seca 402、
無線・有線プリンターセット
- 身長測定テープ:
測定範囲: 0-50 cm
最小目盛: 1 mm

システム連携: すべての電子カルテシステム(EMR)そしてsecaのEMR ready製品と連動可能です。ただし、EMRとの連動については別途費用が必要となります。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。