

# seca 761

Báscula mecánica con graduación de 1.000 g 



- Construcción robusta.
- Escala circular de fácil lectura.
- Plataforma sólida y estable.
- Precisión y larga vida útil.

## seca 761:

### Clásicos destacados de la tecnología de pesaje.

**H**oy en día, las propiedades que ofrece la línea clásica de básculas seca, de calidad probada desde hace decenios, son más modernas que nunca: se pueden usar en todo momento, ya que no necesitan pilas ni conexión a la red eléctrica. Sumamente robustas, comprueban el peso en forma rápida, confortable y muy precisa; y su característico diseño de gran relieve atrae la mirada de todos los aficionados a los productos clásicos.

#### Clásicos modernos desde hace décadas.

Su diseño clásico ofrece un dial grande, definido y de fácil lectura, aunado con el confort que brindan su gran plataforma antideslizante y la durabilidad de su barnizado resistente a impactos y rasguños.

*Esfera extraordinariamente grande para facilitar la lectura.*



*La robusta carcasa de metal resiste el trabajo de muchos años bajo las condiciones más duras.*

## seca 761

### Datos técnicos

- Capacidad: 150 kg
- División: 1 kg
- Dimensiones (AxAxP): 303 x 118 x 470 mm
- Peso: 3,5 kg
- Clase de calibrado: 

