

seca 762 & 760 & 750

Básculas mecánicas



seca 762



seca 760



seca 750

- Construcción robusta.
- Escala circular de fácil lectura.
- Plataforma sólida y estable.
- Precisión y larga vida útil.

seca 762 & 760 & 750:

Atractiva precisión hasta en espacios muy reducidos.

Las basculas mecánicas de seca con su durabilidad, la funcionalidad y su tamaño hacen que los resultados del pesaje médico sea mas preciso. Son útiles incluso en espacios muy limitados. La amplia gama de basculas le ofrece la posibilidad de seleccionar la pesa mas adecuada para satisfacer sus necesidades en la práctica médica y para que coincida con su estilo individual.



seca 762 – Báscula mecánica con fina graduación de 500 g.

Diseño clásico con un dial grande y una fina adivisión de 500 gramos, altamente definida. La amplia plataforma antideslizante de baja altura facilita el acceso del paciente. Con barnizado resistente a impactos y rasguños.

seca 760 – Pesapersonas mecánica en cinco diferentes colores.

La ofrecemos en color granate, azul marino, negro y beige. Todas ofrecen una plataforma con caucho natural de superficie ranurado y agradable al tacto, un clásico diseño de escala circular con aguja indicadora y un mecanismo de pesaje robusto, pero preciso.

seca 750 – Robusta báscula mecánica de suelo.

Bonita y robusta: esta báscula causa una gran impresión en gimnasios y centros de salud debido a su claro y puro diseño. Posee un armazón de acero con pintura electrostática, escala circular y alfombrilla de fácil limpieza. ¿Qué más se necesita para un pesaje confortable?



Su dial de gran tamaño hace que sea mas fácil de leer los resultados.

seca 762 & 760 & 750

Datos técnicos

seca 762:

- Capacidad: 320 lbs / 150 kg
- División: 1 lbs / 500 g
- Dimensiones (AxAxP):
12 x 4,7 x 18,5" /
305 x 120 x 470 mm
- Plataforma (AxAxP):
10,2 x 2,8 x 10,4" / 260 x 70 x 265 mm
- Peso: 7,7 lbs / 3,5 kg
- Opcional: bolso de transporte seca 421

seca 760:

- Capacidad: 320 lbs / 150 kg
- División: 1 lbs / 1,000 g
- Dimensiones (AxAxP):
11,9 x 4,6 x 18,5" /
303 x 118 x 470 mm
- Plataforma (AxAxP):
10,4 x 2,8 x 10,4" / 265 x 70 x 265 mm
- Peso: 7,7 lbs / 3,5 kg
- Opcional: bolso de transporte seca 421

seca 750:

- Capacidad: 330 lbs / 150 kg
- División: 1 lbs / 1,000 g
- Dimensiones (AxAxP):
12,5 x 4,6 x 18,8" /
317 x 117 x 477 mm
- Plataforma (AxAxP): 11,4 x 2,8 x 11,4" /
290 x 70 x 290 mm
- Peso: 7,7 lbs / 3,5 kg
- Opcional: bolso de transporte seca 421