

# seca 762

Báscula mecánica con graduación de 500 g



- Construcción robusta.
- Escala circular de fácil lectura.
- Plataforma sólida y estable.
- Precisión y larga vida útil.

## seca 762:

Clásicos destacados de la tecnología de pesaje.

**H**oy en día, las propiedades que ofrece la línea clásica de básculas seca, de calidad probada desde hace decenios, son más modernas que nunca: se pueden usar en todo momento, ya que no necesitan pilas ni conexión a la red eléctrica. Sumamente robustas, comprueban el peso en forma rápida, confortable y muy precisa; y su característico diseño de gran relieve atrae la mirada de todos los aficionados a los productos clásicos.

Clásicos modernos desde hace décadas.

Su diseño clásico ofrece un dial grande, definido y de fácil lectura, aunado con el confort que brindan su gran plataforma antideslizante y la durabilidad de su barnizado resistente a impactos y rasguños.

*Esfera extraordinariamente grande para facilitar la lectura.*



*La robusta carcasa de metal resiste el trabajo de muchos años bajo las condiciones más duras.*

## seca 762

### Datos técnicos

- Capacidad: 150 kg, 320 lbs, 150 kg / 320 lbs
- División: 500 g, 1 lbs, 500 g / 1 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 305 x 120 x 470 mm / 12 x 4,7 x 18,5"
- Peso: 3.5 kg / 7.7 lbs
- Funciones: Función de ajuste a cero

