

seca 769

Pèse-personne électronique à colonne à fonction BMI



- Alimentation par batterie pour une utilisation autonome et mobile.
- Facile à transporter.
- Un faible coût d'exploitation et une grande facilité d'entretien grâce à sa basse consommation en énergie.
- Fonctions judicieuses pour une utilisation polyvalente.

seca 769 :

La solution intelligente pour une exploitation flexible.

Le domaine médical l'exige : un outil de haute précision doté d'une fonctionnalité sophistiquée et rentable. Depuis plus d'un siècle, seca développe des balances et des systèmes de mesure innovants pour vous proposer des solutions optimales. Aujourd'hui seuls les équipements répondant parfaitement aux besoins des médecins et du personnel soignant en restant rentables, peuvent vraiment alléger la charge de travail dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les maisons de retraite. La balance à colonne seca 769 répond parfaitement à ces exigences.



Fonctions judicieuses pour une utilisation polyvalente.

La détermination de l'état nutritionnel est un critère essentiel lors de la prise en charge du patient dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. C'est pourquoi la balance seca 769 est pourvue d'une fonction BMI (indice de masse corporelle) qui compare la taille et le poids du patient, fournissant ainsi les informations essentielles requises. La fonction auto-HOLD allège également la charge de travail quotidienne : elle maintient le résultat affiché à l'écran quand le patient descend de la balance. Le personnel soignant peut alors s'occuper du patient avant de noter son poids. La fonction TARE permet de soustraire les poids additionnels.



Il suffit d'appuyer sur une touche pour déterminer le BMI.

S'installe partout et facile à transporter.

La balance seca 769 s'utilise partout où l'on en a besoin. Grâce à sa batterie, elle ne nécessite pas de prise murale. Une balance polyvalente se doit d'être également facile à transporter – c'est pourquoi le modèle seca 769 est doté de roulettes qui permettent à l'utilisateur de le déplacer facilement.



De nombreuses pèse-personnes à colonne seca peuvent être équipées de cette toise télescopique disponible en option pour déterminer simultanément le poids et la taille.

Faible coût d'exploitation ne nécessitant que peu d'entretien.

La balance seca 769 est très économe en énergie et donc d'un très faible coût d'exploitation. La consommation minimale de cette balance à faible entretien assurera un grand nombre de pesées sans changer de batterie. La fonction d'extinction automatique contribue également à cette faible consommation.

seca 769

Caractéristiques techniques

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g
- Dimensions (LxHxP) : 294 x 831 x 417 mm
- Dimensions plateforme (LxHxP) : 272 x 75 x 280 mm
- Poids : 6.2 kg
- Alimentation : piles, bloc secteur en option
- Fonctions/Accessoires : TARE, auto-HOLD, BMI, extinction automatique
- En option : toise seca 220 et seca 224, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400