

Báscula de columna digital con pantalla al nivel de los ojos

seca
Precisión para la salud

seca 777

- + Báscula sólida de grado médico diseñada para años de uso con alto volumen de pacientes
- + Estadímetro integrado con rango de medición de 10 a 230 cm
- + Interfaz USB para conectividad de PC
- + Ruedas grandes revestidas de caucho para una excelente movilidad
- + Plataforma de metal sólido de bajo perfil con diseño a prueba de inclinación para mayor seguridad
- + Pantalla adaptable al lado izquierdo o derecho
- + Opcional: El pasamanos seca 477 proporciona seguridad adicional al paciente
- + Opcional: Panda facilita medir y pesar a niños



seca 777

Báscula de columna digital con pantalla al nivel de los ojos



Construcción completamente robusta

La plataforma brinda a los pacientes (especialmente a aquellos afectados por la obesidad) un sentido de seguridad más grande cuando suben a ella. El estadímetro está firmemente adherido a la columna y provee un rango de medida que es apropiado para pediatras y para personas muy altas. Adicionalmente, hay suficiente espacio entre la plataforma y la columna, así los pacientes pueden ser pesados cómodamente.

Rentable sin comprometer la calidad

La seca 777 le pone fin al pesaje y a las medidas inexactas. Cuenta con una plataforma metálica a prueba de inclinaciones y una columna estable única. La pantalla a la altura de los ojos y la base robusta provee comodidad y seguridad. Es una cualidad que cualquier paciente va a notar tan pronto ponga un pie en la plataforma. La báscula es fácil de mover por el personal, debido a sus ruedas recubiertas en caucho y su amplia distancia entre sus ejes.

Báscula

Capacidad	250 kg / 550 lbs
Graduación	100 g / 0,2 lb
Dimensiones (AxAxP)	41,0 x 135,6 x 57,6 cm / 16,1 x 53,4 x 22,7"
Plataforma (AxAxP)	35,0 x 5,9 x 41,8 cm / 13,8 x 2,3 x 16,5"
Rango de medición	10 – 230 cm / 4 – 90"
Peso neto	12,7 kg / 28,0 lbs
Fuente de alimentación	Baterías, adaptador de corriente (opcional)
Transmisión de datos	Interfaz USB para una solución específica del cliente
Funciones	TARA, HOLD, bloqueo de conmutación kg/lbs, IMC
Resistencia de radiación electromagnética	De acuerdo a IEC 60601-1-2
Accessories	+ Pasamanos seca 477 + Panda seca 459 + Adaptador para red eléctrica 401

Pasamanos seca 477 (opcional)

Dimensiones (AxAxP)	42,9 x 112,2 x 30,9 cm / 16,9 x 44,2 x 12,2"
Peso neto	4,0 kg / 8,8 lbs



Calidad en la que puede confiar

Como el líder mundial en el mercado médico de pesaje y medición, ponemos toda nuestra experiencia y conocimiento en el desarrollo y diseño de la seca 777. Esto incluye extensas y estrictas pruebas de resistencia que simulan más de diez años de uso diario. Nos aseguramos que incluso después de miles de medidas de peso y talla, y un extenso uso de los botones, la seca 777 funcionará sin problemas e igual de confiable que el primer día.

seca américa latina
Carrera 15 No. 88 – 21
Torre unika – Oficina 401
110221 Bogotá
Colombia

T +57 1 631 76 37
E info.latam@seca.com

seca méxico
Centoteotl Núm 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México
T +52 55 5567 8537 ó
+52 55 5567 5189
E info.mx@seca.com

seca alemania
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburgo
Alemania
T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

Precisión para la salud
seca.com/777