

seca 786

Báscula mecánica de columna con gran escala circular



- Columna a la altura de las caderas, para una fácil lectura.
- Plataforma negra de generosas dimensiones.
- Siempre lista para usar, sin conexión eléctrica ni pilas.
- Ruedas de transporte.

seca 786:

Un clásico destacado de la tecnología de pesaje.

Las propiedades que ofrece la báscula mecánica seca 786 con escala circular siguen siendo absolutamente modernas: siempre está lista para funcionar y su autonomía es prácticamente ilimitada, ya que no necesita conexión de corriente ni pilas. Sólida y confortable, comprueba el peso con rapidez y gran precisión, respondiendo en todo momento a la renombrada calidad que respalda la marca seca; la calidad que se debe esperar del líder mundial en tecnología médica de pesaje y medición.

Resultados exactos en un diseño extraordinario.

Con su columna a la altura de las caderas, esta báscula marcará la pauta en cualquier sitio: en su elegante escala circular de gran dimensión, la aguja roja de precisión y una división de 500 g indican los resultados con precisión y nitidez. Este fácil manejo permite que los pacientes se pesen solos, sin tener que recurrir a la ayuda de terceros.

Tan alta y tan práctica.

Además, la báscula seca 786 aún esta máxima facilidad de lectura con un gran ahorro de espacio, puesto que la escala circular elevada da lugar a una plataforma de generosas dimensiones. El recubrimiento negro, de caucho, es muy robusto y fácil de limpiar.



El tallímetro seca 224 opcional permite realizar el pesaje y la medición en una sola operación.

El recubrimiento negro de la plataforma es de caucho; muy robusto y fácil de limpiar.



seca 786

Datos técnicos

- Capacidad: 150 kg
- División: 500 g
- Dimensiones (AxAxP): 295 x 910 x 500 mm
- Peso: 6,9 kg
- Opcional: Tallímetro seca 224