

seca 786

Pèse-personne à
colonne mécanique avec
grand cadran circulaire



- Une colonne à hauteur de hanches pour un confort de lecture maximal.
- Un plateau de pesée noire et aux dimensions généreuses.
- Ne nécessite pas d'alimentation électrique.
- Roulettes de transport.

seca 786:

Un grand classique, toujours champion de la pesée.

Cette balance à cadran à aiguilles, grand classique de seca et dont l'efficacité est prouvée depuis des décennies a des caractéristiques cependant très modernes : le pèse-personne seca 786 est opérationnelle en toutes circonstances, elle fonctionne sans branchement sur secteur et sans piles. Elle est robuste et détermine le poids avec rapidité, aisance et précision. Elle est conforme aux exigences qui font la réputation de seca et qui garantissent des produits d'une qualité pouvant être attendue d'un leader mondial.

Une précision maximale et une conception unique.

Avec sa colonne à hauteur de hanches, la balance seca 786 apporte à tout endroit où elle est placée une touche particulière: sur son cadran circulaire élégant une aiguille rouge et une graduation par 500g permettent une lecture aisée et précise du poids. De cette façon le patient peut sans difficulté se peser tout seul.

Aussi haute que pratique.

Le pèse-personne seca 786 combine son confort de lecture maximal avec des dimensions restreintes pour une économie d'espace. En effet, le cadran d'affichage surélevé laisse place à un plateau aux dimensions généreuses. De plus, elle dispose d'un revêtement caoutchouc noir non seulement très robuste, mais aussi très facile à nettoyer.



La toise seca 224 disponible en option permet de déterminer simultanément le poids et la taille.

Le revêtement caoutchouc du plateau est très robuste et facile d'entretien.

**seca 786**

Caractéristiques techniques

- Capacité : 150 kg
- Graduation : 500 g
- Dimensions (LxHxP) : 295 x 910 x 500 mm
- Poids : 6,9 kg
- En option : toise seca 224