

Báscula de columna validada por HCE con pantalla al nivel de los ojos y función Wi-Fi

seca 797

- + Báscula sólida de grado médico diseñada para años de uso con alto volumen de pacientes
- + Estadímetro digital con un rango de medición extra largo
- + La pantalla de dos líneas muestra la estatura y el peso
- + Sistema de amortiguación y función de Auto-HOLD garantizan un pesaje rápido y preciso
- + Pantalla adaptable al lado izquierdo o derecho
- + Opcional: El pasamanos seca 477 proporciona seguridad adicional al paciente
- + Opcional: Panda facilita medir y pesar a niños
- + HCE (Historia Clínica Electrónica) validada con módulo de Wi-Fi construido



seca 797

Báscula de columna validada por HCE con pantalla al nivel de los ojos y función Wi-Fi



Construcción completamente robusta

Con su completa robustez, la seca 797 le da a los pacientes (especialmente aquellos afectados por la obesidad) un sentido de seguridad más grande cuando suben a ella. El estadímetro está firmemente adherido a la columna y provee un alto rango de medida extra. Una pantalla de dos líneas muestra el peso y la altura de manera simultánea y calcula automáticamente el IMC del paciente. El sistema de amortiguación y la función de Auto-HOLD permite una medida rápida y precisa.

La manera sofisticada de integrar peso y altura

Con su módulo de Wi-Fi integrado, el seca 797 es la costura perfecta para la red de integración implecable de peso y altura para su HCE (Historia Clínica Electrónica). Adicional a la conectividad del sistema de información, la seca 797 puede presumir su plataforma metálica a prueba de inclinaciones y su columna única con una pantalla a la altura de los ojos. Es una cualidad que cualquier paciente va a notar tan pronto ponga un pie en la plataforma. La báscula es fácil de mover por el personal sanitario, debido a sus ruedas recubiertas en caucho y su amplia distancia entre sus ejes.

Báscula

Capacidad	250 kg / 550 lbs
Graduación	100 g / 0,2 lb
Dimensiones (AxAxP)	41,0 x 135,6 x 57,6 cm / 16,1 x 53,4 x 22,7"
Plataforma (AxAxP)	35,0 x 5,9 x 41,8 cm / 13,8 x 2,3 x 16,5"
Rango de medición (total)	10 – 230 cm / 4 – 90"
Rango de medición (digital)	122 – 230 cm / 48 – 90"
Peso neto	13,1 kg / 28,9 lbs
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente, baterías (opcional)
Transmisión de datos	Módulo de Wi-Fi integrado
Funciones	TARA, HOLD, Auto-HOLD, confirmar, amortiguación, bloqueo de conmutación kg/lb, conmutación cm/in, Auto-IMC, Wi-Fi
Resistencia de radiación electromagnética	De acuerdo a IEC 60601-1-2
Accessories	+ Pasamanos seca 477 + Panda seca 459

Pasamanos seca 477 (opcional)

Dimensiones (AxAxP)	42,9 x 112,2 x 30,9 cm / 16,9 x 44,2 x 12,2"
Peso neto	4,0 kg / 8,8 lbs



seca soluciones integrales: ¿Cómo el flujo de trabajo puede ser notoriamente mejorado?

La seca 797 se puede integrar en su sistema de información a través de la red. Al pulsar un botón, los valores medidos pueden ser enviados directamente a la HCE, en donde están a disposición inmediata para todos los usuarios. Ampliado con un escaner de código de barras USB, tanto el paciente como el usuario son indentificados y los resultados del pesaje siempre se asignan correctamente. Esto ahorra tiempo, incrementa procesos de fiabilidad y elimina errores de transmisión.

Información adicional en seca soluciones integrales: integration.seca.com



seca américa latina
Carrera 15 No. 88 – 21
Torre unika – Oficina 401
110221 Bogotá
Colombia

T +57 1 631 76 37
E info.latam@seca.com

seca méxico
Centoteotl Núm 223-A
Col. Industrial San Antonio
02760 Ciudad de México
México

T +52 55 5567 8537 ó
+52 55 5567 5189
E info.mx@seca.com

seca alemania
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburgo
Alemania

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

Precisión para la salud

seca.com/777