

seca 799

Balance à colonne
électronique avec
fonction BMI 



- Alimentation par batterie pour une utilisation autonome et mobile.
- Facile à transporter.
- Un faible coût d'exploitation et une grande facilité d'entretien grâce à sa basse consommation en énergie.
- Fonctions judicieuses pour une utilisation polyvalente.

seca 799:

La solution intelligente pour une exploitation flexible.

Le domaine médical l'exige : un outil de haute précision doté d'une fonctionnalité sophistiquée et rentable. Depuis plus d'un siècle, seca développe des balances et des systèmes de mesure innovants pour vous proposer des solutions optimales. Aujourd'hui seuls les équipements répondant parfaitement aux besoins des médecins et du personnel soignant en restant rentables, peuvent vraiment alléger la charge de travail dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les maisons de retraite. La balance à colonne seca 799 répond parfaitement à ces exigences.



Fonctions judicieuses pour une utilisation polyvalente.

La détermination de l'état nutritionnel est un critère essentiel lors de la prise en charge du patient dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. C'est pourquoi la balance seca 799 est pourvue d'une fonction BMI (indice de masse corporelle) qui compare la taille et le poids du patient, fournissant ainsi les informations essentielles requises. La fonction HOLD allège également la charge de travail quotidienne : elle maintient le résultat affiché à l'écran quand le patient descend de la balance. Le personnel soignant peut alors s'occuper du patient avant de noter son poids. La fonction TARE permet de soustraire les poids additionnels.

S'installe partout et facile à transporter.

La balance seca 799 s'utilise partout où l'on en a besoin. Grâce à sa batterie, elle ne nécessite pas de prise murale. Une balance polyvalente se doit d'être également facile à transporter – c'est pourquoi le modèle seca 799 est doté de roulettes qui permettent à l'utilisateur de le déplacer facilement.

Faible coût d'exploitation ne nécessitant que peu d'entretien.

La balance seca 799 est très économe en énergie et donc d'un très faible coût d'exploitation. La consommation minimale de cette balance à faible entretien assurera un grand nombre de pesées sans changer de batterie. La fonction d'extinction automatique contribue également à cette faible consommation.

**seca 799**

Caractéristiques techniques

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensions (LxHxP) : 294 x 831 x 417 mm
- Dimensions/plateform (LxHxP) : 272 x 75 x 280 mm
- Poids : 6,3 kg
- Alimentation : piles, bloc secteur en option
- Fonctions : TARE, HOLD, BMI, changement de sensibilité, extinction automatique
- En option : toise seca 220 et seca 224, adaptateur secteur seca 447, adaptateur d'alimentation seca 400
- Classe d'étalonnage : **III**