


seca 799

Elektroniczna waga
kolumnowa z funkcją
BMI 



- Mobilna dzięki rolkom transportowym.
- Łatwa do transportu.
- Energooszczędna i niewymagająca częstych przeglądów i konserwacji.
- Inteligentne funkcje do wszechstronnego zastosowania.

seca 799:

Inteligentne rozwiązanie dla wielu zastosowań

Niezastąpiona w sektorze medycznym: wysoka precyzja i wyrafinowana funkcjonalność powiązane z ekonomicznością. Od prawie 170 lat seca projektuje innowacyjne wagi i systemy pomiarowe, by tworzyć jak najbardziej optymalne rozwiązania dla medycyny. Tylko urządzenia, które są perfekcyjnie dopasowane do potrzeb lekarzy i pielęgniarek, i które jednocześnie działają ekonomicznie, mogą naprawdę ułatwić ciężką i wymagającą pracę w placówkach służby zdrowia. Uniwersalna waga kolumnowa seca 799 jest właśnie takim wynalazkiem.



Inteligentne funkcje do wszechstronnego zastosowania.

Niezbędne w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich: określenie ogólnego stanu odżywienia pacjenta. seca 799 posiada funkcję obliczania wskaźnika BMI, który stanowi stosunek wzrostu do wagi i dlatego dostarcza ważnych informacji. Funkcja HOLD pomaga w pracy: umożliwia zatrzymanie wyniku ważenia pacjenta na wyświetlaczu nawet wtedy, gdy zejdzie on z wagi. Dzięki temu można zająć się pacjentem, a dopiero potem zapisać wyniki. Dodatkowe przedmioty, które nie mają być ujęte w ważeniu mogą być wytarowane za pomocą funkcji TARA.



Niezależna od miejsca użytkowania i łatwa do transportu.

seca 799 może być używana wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Jest ona zasilana bateryjnie, więc nie trzeba jej stawiać przy gniazdku elektrycznym. Waga uniwersalna musi być także mobilna – to dlatego seca 799 wyposażona jest w praktyczne i wygodne rolki transportowe. Dzięki temu waga może zostać przetransportowana wszędzie tam, gdzie jej potrzeba.



Niezwykle ekonomiczna i niewymagająca częstych przeglądów.

seca 799 jest niezwykle energooszczędna, a zatem pomaga obniżyć koszty eksploatacji. Minimalne zużycie energii tej wagi kolumnowej zapewnia ogromną liczbę ważeń dokonanych na jednym komplecie baterii. Funkcja automatycznego wyłączenia jest kolejną przyczyną energooszczędności urządzenia.

seca 799

Dane techniczne

- Nośność: 200 kg
- Podziałka: 100 g < 150 g > 200 g
- Wymiary (szer. x wys. x gł.):
294 x 831 x 417 mm
- Wymiary platformy (szer. x wys. x gł.):
272 x 75 x 280 mm
- Masa własna: 6,3 kg
- Zasilanie: bateryjne, zasilacz opcjonalnie
- Funkcje: TARA, HOLD, BMI, przełączanie zakresu ważenia, automatyczne wyłączenie
- Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220, seca 224, zasilacz seca 447
- Klasa dokładności: **III**