

seca 799s

身長計付デジタルコラム スケール (検定付) (III)

3年間
保証対象製品



- 耐久性があり高精度、secaの技術力により200 kgまで計測可能
- 表示単位：
100 kg まで100 g / 200 g 選択可能
100 kg 以上200 g 単位
- BMI 機能、風袋引き機能、
ホールド機能、自動電源オフ機能
- 1 mm 単位で230 cm まで計測可能な身長計付体重計
- 移動に便利なキャスター付

seca 799s:あらゆる場面でご利用いただける
賢いソリューション

矢 療機関での必需品：経済性を兼ね備えた高精度で多機能な検定付の体重計です。現場にとって一番のソリューションを提供するべくsecaは180年以上の間、革新的な計測機器を提供し続けています。医療関係者のニーズにマッチかつ経済的である製品のみ医療機関や介護施設での労働軽減に繋がります。身長計付コラムスケールseca 799 sはそのような製品の一つです。

多目的利用のための賢い機能

医療機関で不可欠なこと：患者の栄養状態の把握。身長計付コラムスケールseca 799sは一度の計測で患者の身長と体重を同時に測定できる非常に便利な製品です。BMI機能は患者の栄養状態の分析結果を正確に提供します。患者が計量台から降りても測定結果をディスプレイに表示し続けるホールド機能も現場のスタッフの日々の労働を軽減します。また風袋引き機能では衣服の重量等をあらかじめ差し引いて計測できます。

場所を選ばず測定可能、
移動に便利なキャスター付

seca 799sはとてもコンパクトで使用場所を選びません。単三乾電池×6本でも使用可能なため、電源の心配も必要ありません。また、とても軽量の本体は移動に便利なキャスター付のため、持ち運びも可能です。

省電力設計で経済的な
ローメンテナンス製品

seca 799sは消費電力が非常に少なく、単三乾電池×6本で約2,000回の測定ができるため経済的な製品となります。また、一定時間なにもせず電源を入れたままにしておくと自動電源オフ機能が作動し、無駄な電力消費を防ぐことができます。



簡単なボタン操作でBMI (肥満度指数) を表示



身長計も目盛が三方向についているので読み取りが簡単

seca 799s

テクニカルデータ

- 最大計量：200 kg
- 表示単位：100 kg まで100 g/200 g 選択可能
100 kg 以上200 g
- 身長測定範囲：7-230 cm
- サイズ (W×H×D)：294 × 1,400 × 458 mm
- 計量台サイズ (W×H×D)：272 × 75 × 280 mm
- 重量：7.9 kg
- 電源：単三乾電池 × 6本、
ACアダプター (別売オプション)
- 機能：ホールド機能、風袋引き機能、
自動電源オフ機能、BMI機能
- 別売オプション：seca 401 (ACアダプター)
- 精度等級：4級