

seca 799s

带量高尺的电子立柱秤

product sheet (seca 799s)



- 精准，极其结实耐用，高达200 kg的称量范围
- 检定分度值：
100 g < 150 kg > 200 g
- 体质指数BMI，去皮，保持，自动关机功能
- 搭配一个检定分度值1 mm，量程高达230 cm的量高尺
- 方便运输

seca 799s:

可灵活使用的智能解决方案

高精密性, 设计精良的多功能性以及经济合算是医学领域对于医疗器械的要求。seca自100多年来一直致力于创新研发医用称量系统, 提供最佳解决方案。因为只有完全符合医生和护理人员的使用需求, 同时又可提高工作效率的设备才可以真正的减轻医护人员的工作负荷。seca 799s 就是满足这些需求的一款多功能称量工作站。



可灵活使用的智能解决方案

在医院和医疗实践中, 对于病人营养状况的评估是绝对必要的。配备了一体化量高尺的seca 799s 是一套完整的称量工作站。病人身高和体重可以同步测量, 方便省时。体质指数BMI 功能可以可靠的评估病人的营养状况。HOLD 保持功能也减少了日常工作量: 病人下秤后, 显示屏上依然可以显示称量结果。这可以方便医护人员先照料好病人后, 再记录测量结果。TARE 去皮功能可以将附加重量从测量结果中扣除。



只需轻按一个按键就可以得到BMI指数。

可随处使用, 方便运输

seca 799s可以在任何需要的地方使用。因为其可以使用电池供电, 所以无需墙壁插座。并且, 用途广泛的秤也必须可以随意移动, 移动脚轮可顺畅地从一个地点移至另一地点。



量高尺的三个侧面都有标尺, 方便从各个角度读取数据。

经济合算, 维护成本低

seca 799s非常节能, 并且物有所值。极低的耗电量可保证一组电池即可完成很多病人的称量工作。自动关机功能也可使能源损耗降至最低。

seca 799s

技术数据

- 最大称量: 200 kg
- 检定分度值: 100 g < 150 kg > 200 g
- 量高尺测量范围: 6–230 cm
- 尺寸 (长x高x宽): 294 x 1,347 x 417 mm
- 平台尺寸 (长x高x宽): 272 x 75 x 280 mm
- 重量: 7.2 kg
- 电源: 6 x AA电池
- 功能: 去皮, 保持, 体质指数, 量程转换, 自动关机
- 选配: seca 447电源适配器
- 准确度等级重量: $\text{M}2000$