

# seca robusta 813

## デジタルフラット スケール



- 200 kgまで測定可能な頑丈なフレーム
- 体重測定時に滑りづらい転倒防止用のラバーマット
- 大きく読み取り易いLCDディスプレイ
- 電源オフ状態から乗るだけで計測可能なステップオフ機能
- 165年以上の医療用体重計製造経験からの最高の精度
- 医療用体重計の世界マーケットリーダーからプライベートへ

**seca robusta 813:**

医療用体重計メーカーのノウハウと精度を  
低価格でご提供

**最**大限の安全性と安定性を考慮した大きく低い計量台は200 kgまで計測可能な  
為、大柄な人が乗っても全く問題ありません。クリニックなどでの2台目として、  
またご家庭用として最適です。

### 厳選された美しいフォルムと耐 久性

現在世界中で肥満の問題が深刻化してきており体重計にも耐久性と大きな計測量が求められています。seca 813は表面の柔らかいイメージとは違い内部に頑丈なスチール製のフレームを使用している為、200 kgまで計測可能となっています。今までご家庭用の体重計では計測不可能だった方でもseca 813が計測可能にします。

### 選び抜かれたマテリアルそして エレガント

ラバー素材にも品質があります。seca 813は体重計の上に乗った時の足裏の感覚を考慮し、柔らかい乗り心地を感じていただけるよう最高級の2つの構成要素からなるラバー素材を使用しました。この素材は耐久性にも優れ簡単にお手入れや消毒ができます。

### 最大限の機能性を追及

今までの体重計は計測する度に最初に電源を入れ0点を取らなければなりませんでした。seca 813では体重計の電源が入っていない状態で上に乗っても内部のセンサーが反応しstep offと表示されます。そして体重計から降りると体重計が0点を再計算し計測した方の重量をそのまま表示します。つまり最初に電源を入れるということを省いてしまったユニークな機能です。非常に大きく見やすいLCDディスプレイは測定値を簡単に把握することが出来ます。



高品質なラバー素材でやさしい乗り心地



433 × 47 × 373 mm  
の大きく広い計量台は  
高品質なラバー素材で  
やさしい乗り心地



大きく読み取り易いLCDディスプレイ

**seca robusta 813**

## テクニカルデータ

- 最大計量：200 kg
- 最小表示：100 g
- サイズ(WxHxD)：433 x 47 x 373 mm
- 重量：2.6 kg
- 電源：単4乾電池 x 4本
- 機能：ステップオフ機能、自動表示固定機能、自動電源オフ機能
- 付属品：単4乾電池 x 4本、レベルアジャスター