

seca 835

デジタル乳幼児用スケール (検定付) (III)


product sheet [**seca 835**]



- ベビースケールと幼児用体重計の一台二役
- 取り外し簡単な乳児計測用トレイ
- 母乳摂取量計測機能付き
- 持ち運びしやすい堅牢なスケール

seca 835:

一台二役で国家検定付 小児医療の要求を最大限実現

 自宅や病院など世界中の子供が生まれる場所において、信頼性のある正しい体重管理は新しい生命の健全なスタートのために必要不可欠なことです。seca 835は日々の小児科病棟内での計測から得られた経験と要望をもとに開発された一台二役の今までにない画期的な体重計です。ベビースケールとしてはもちろんのこと、50kgまで計測可能な幼児用のデジタルフラットスケールとしてもご使用いただけます。

ベビースケールと幼児用デジタルフラットスケールを一つに

前後に丸みがある安全性を追求したベビースケール用トレイは乳児に安心感を与え安全な計測を提供します。またベビースケール用トレイを取り外すと最大で50 kgまで計測可能な幼児用デジタルフラットスケールへと早変わりします。取引証明に使用可能な国家検定付です。

しっかりとロックされ安全性の高い計測トレイ

ベビースケールと幼児用フラットスケールを一台にまとめました。計測トレイはボタンを押すことによって計測台から簡単に取り外すことができます。ロックされている時はトレイはしっかりと台にはまっている為、簡単に持ち上げたり運んだりできます。



乳児計測用トレイはボタンひとつで簡単に取り外しができ、水洗いができます

わかりやすい機能ボタンで簡単操作

seca 835はわかりやすい機能ボタンを使用し、一目でわかる操作というコンセプトで簡単に操作できるよう設計されています。ホールド機能とは、測定後に測定値を記録する前にまず乳幼児を降ろし世話ができる機能です。風袋引き機能により、おむつやマットなどの重量を正確に差し引くことができます。母乳摂取量計測機能(BMIF機能)では、授乳前の体重をボタンひとつで保存でき、授乳後の体重から差し引くことによって、乳幼児の摂取した母乳の量を特定できます。ベビースケール用トレイを取り付けている時も外している時も電源ボタンを押すだけで、内部のセンサーがその重量を計算し自動的にゼロ表示をします。



seca 414



seca 409



seca 413

堅牢な作りと専用キャリングケースで持ち運びも簡単

コンパクトで丈夫な設計の為、seca 835は往診や健康診断など移動を伴う場合にとっても便利です。パワフルな乾電池使用下では、1セットで約20,000回の計測が可能です。電源コンセントを必要としません。専用キャリングケースseca 413で持ち運びいただけます。また、専用キャリングケースseca 409 / seca 414には、折りたたみ式ベビーボードseca 417と一緒に収納可能で、助産師・保健士の方などに大変便利にご使用いただくことができます。

seca 835

テクニカルデータ

- 最大計量：50 kg
- 表示単位：20 kg まで 20 g / 50 g 選択可能、20 kg 以上 50 g
- サイズ (W×H×D)：552 × 156 × 341 mm
- 重量：2.5 kg
- 電源：単三乾電池 × 6 本
- 機能：風袋引き機能、BMIF機能、ホールド機能、マルチレンジ機能、自動電源オフ機能
- 別売オプション：
 - seca 413 (専用キャリングケース)
 - seca 409 / seca 414 (コンビネーションセット用キャリングケース)
 - seca 403 / seca 402 (ベビースケール専用カート)
- 精度等級：4級