

# seca 856

## Elektronische Organ- und Gewebewaage mit Edelstahlhaube



- Hohe Sicherheit durch geschützte Elektronik.
- Zuverlässige Gewichtsermittlung.
- Leicht zu reinigen.
- Strom sparende Abschaltautomatik.

**seca 856:**Präzision für Sicherheit  
und Gesundheit.

**M**edizin ist Präzisionsarbeit. Ärzte und Fachpersonal müssen sich auf die Genauigkeit und Funktionalität ihrer Messgeräte verlassen können. Die Organ- und Gewebewaage seca 856 ist eine perfekte Assistentin. Die zuverlässige Gewichtsermittlung von Organen ist in vielen medizinischen Bereichen unverzichtbar: Das spezifische Organgewicht muss in der Pathologie beispielsweise für wissenschaftliche Zwecke oder in der Rechtsmedizin bei der Erstellung von Gutachten exakt bestimmt werden. In der Pädiatrie (speziell der Neonatologie) ermöglicht das Wiegen der benutzten Windeln eine grammgenaue Kontrolle der lebenswichtigen Nahrungsaufnahme von Früh- und Neugeborenen. Und in der ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie kann das exakte Gewicht von Organen und Gewebe für das Gelingen eines Eingriffs von großer Bedeutung sein.

Hohe Sicherheit durch  
geschützte Elektronik.

Die seca 856 ist so sicher und pflegeleicht, wie ihr Einsatzbereich es erfordert. Durch den leicht erhöhten Displaybereich werden Verschmutzungen durch eventuell austretende Flüssigkeiten vermieden. Zudem sind das Batteriefach und die Füße an der Unterseite so abgedichtet, dass keine Flüssigkeit in die Waage eindringen und die Elektronik beschädigen kann.

Zuverlässige Ermittlung  
des Netto-Gewichtes.

Die Pre-TARA-Funktion macht's möglich: Das spezifische Gewicht von Organen oder Gewebe kann auch in einem Gefäß einfach und verlässlich ermittelt werden. Bei aktivierter Funktion wird zunächst der Gewichtswert des Gefäßes ermittelt und gespeichert und anschließend automatisch vom aktuell gemessenen Gewicht abgezogen.

Entspricht hygienischen und  
ökonomischen Anforderungen.

Die seca 856 verfügt über eine robuste Oberfläche aus Edelstahl, die ganz leicht gereinigt werden kann und dadurch den strengen hygienischen Anforderungen an ein medizintechnisches Gerät entspricht. Der praktische Batteriebetrieb der Waage ermöglicht zudem eine flexible Aufstellung. Und damit die Batterie möglichst lange hält, sorgt eine Auto-Abschaltung für geringen Stromverbrauch.

*Die Oberfläche aus  
Edelstahl ist sehr  
robust und kann leicht  
gereinigt werden.*

**seca 856**

## Technische Daten

- Tragkraft: 5.000 g
- Teilung: 1 g < 3.000 g > 2 g
- Maße/Plattform (BxHxT):  
266 x 53 x 266 mm
- Eigengewicht: 1,5 kg
- Stromversorgung: Batterien
- Funktionen: Abschaltautomatik,  
Pre-TARA, TARA, HOLD,  
kg/lbs-Umschaltung
- Material: Haube aus Edelstahl,  
Basis aus schwarzem Kunststoff