

# Báscula de piso con etiqueta de nombre personalizable

**seca**  
Precisión para la salud

## seca 874 dr

- + La etiqueta de nombre crea confianza
- + Económica, robusta y duradera: la calidad seca vale la pena
- + La pantalla doble permite que el médico y el paciente la lean simultáneamente
- + Pies niveladores para una excelente estabilidad
- + Puede usarse estando de pie gracias a los pedales
- + Función madre+bebé para pesar a los infantes sin problemas



seca 784 dr

## Báscula de piso con etiqueta de nombre personalizable



### Hágase un nombre con la seca 874 dr

Cada nombre representa una personalidad distintiva y diferente a todas las demás. Quienes están orgullosos de ellos mismos, les gusta mostrar su nombre. La seca 874 dr ofrece una etiqueta de nombre personalizable y grabada para este propósito. Esta no solo se ve bien, sino que también genera confianza en la precisión de los resultados medidos.



### Leer dos veces mejor

La pantalla doble tiene la ventaja decisiva de que puede leerse desde ambos lados. Por lo tanto, el médico puede registrar rápidamente el resultado, independientemente de si está delante o detrás del paciente. Y el paciente se siente involucrado, porque la báscula también le muestra su peso.



### Colocar, tocar, pesar

Equipada con nivel y pies niveladores, la báscula de piso seca 874 dr puede instalarse de manera segura en posición horizontal incluso en superficies irregulares. Un juego de baterías es suficiente para miles de pesajes y hace que la seca 874 dr, junto con una manija de transporte y un peso bajo, sean adecuadas para el uso portátil. Al tocar el pedal se activa la báscula, el otro pedal acciona la función madre+bebé, lo que permite pesar al bebé en los brazos de la madre.

|            |  |
|------------|--|
| Capacidad  | 200 kg   |
| Graduación | 50 g < 150 kg > 100 g  |
| Funciones  | Auto-HOLD, Desconexión automática, cambio de kg / lbs, Función madre+bebé, |