

# seca 874 dr

Une nouvelle balance  
plate homologuée pour  
l'utilisation médicale

**nouveauté**



- Développée spécialement pour les médecins, elle est facile d'utilisation.
- Durabilité assurée. Fabrication haut de gamme, conception innovante, solidité.
- Deux écrans d'affichage pour une lecture simultanée patient / médecin.
- Étiquette amovible personnalisable.

Comment personnaliser votre balance ?  
Découvrez-le dès maintenant sur :  
[www.seca.com/doctorscale](http://www.seca.com/doctorscale)

## seca 874 dr :

### Une solide balance à la conception séduisante.

La balance seca 874 dr est le produit idéal pour les médecins exigeants. Son double affichage numérique LCD lisible sous deux angles différents et sa commande au pied font de cette balance plate l'outil idéal pour chaque utilisation médicale. Suffisamment légère pour pouvoir être utilisée dans différentes salles de soin et suffisamment solide pour résister durablement, ce produit témoigne de la haute qualité seca.

#### Résultats précis.

Un matériel médical moderne tel que la seca 874 dr ne peut être comparé à aucune autre balance traditionnelle. Cette balance spécialement conçue pour les médecins est soumise à des exigences très strictes pendant le processus de fabrication, sa construction est conviviale et elle fournit des données précises et fiables. Elle séduit en outre par son excellent rapport qualité / prix.

#### Fonctions diverses et utiles.

Grâce au double affichage numérique LCD, les résultats de mesure sont lisibles sous deux angles différents. Les touches de mise en service et d'arrêt situées sur la partie avant de la balance et activables à l'aide du pied préserveront votre dos. La fonction TARE-mère permet quant à elle de peser les enfants en bas âge sans aucun stress dans les bras d'un adulte. Ces avantages associés à une conception compacte et moderne font de la seca 874 dr une balance idéale pour les consultations médicales d'aujourd'hui.

#### Marquage personnalisé.\*

Qualité, fonctionnalité et modernité font la renommée d'un produit. C'est pourquoi la balance seca 874 dr est dotée d'une étiquette repositionnable mentionnant son statut de « balance homologuée pour un usage médical ». Elle met en évidence la qualité haut de gamme et la conformité du produit tout en insistant sur le professionnalisme de l'utilisateur. Cette mention rassure les utilisateurs quant à la précision des valeurs mesurées. L'étiquette est en outre personnalisable. Vous trouverez de plus amples informations sur [www.seca.com/doctorscale](http://www.seca.com/doctorscale).



La surface plane avec revêtement antidérapant sécurise le maintien et facilite la montée sur la balance.



L'étiquette amovible vous permet de personnaliser votre balance.



Les deux touches situées sur la face avant de la balance sont activables facilement à l'aide du pied.

Scannez le Flash code ci-contre pour accéder à la page Internet :



## seca 874 dr

### Caractéristiques techniques

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 50 g < 150 kg > 100 g
- Dimensions (LxHxP) : 321 x 61 x 361 mm
- Dimensions de la plateforme (LxHxP) : 288 x 60 x 280 mm
- Poids : 4.1 kg
- Alimentation : piles, adaptateur secteur seca 447 (en option)
- Fonctions : TARE-mère, Auto-HOLD, commutation kg/lbs, extinction automatique
- En option : étiquette personnalisable seca 478