

seca 877

デジタルフラットスケール (検定付)

new



- お母さんと子供と一緒に測定可能。便利なマザー/チャイルド機能付き
- 安定性を高める大きく広い測定台
- わずか3.8 kgで持ち運びにも便利
- 単三乾電池x 6本でどこでも使用可能

seca 877:

とても軽い本体で200kgまで測定可能

Seca 877 は重量わずか3.8kgと非常に軽く、抜群の安定性や耐久性も兼ね備えている検定付のフラットスケールです。計量台の上でじっとしていない子供の計測に便利なマザー/チャイルド機能付。



軽くても抜群の安定性

ABS樹脂とフレキシガラスを混ぜ合わせた素材は非常に軽くそして耐久性にも優れています。なおかつクリーニングもしやすく衛生面でも安心です。重量わずか3.8 kgにもかかわらず200 kgまで計測可能です。

軽くても抜群の耐久性

seca 877は最大計量が200 kgと非常に大きく、広い計量台は安定性にも優れております。簡単に水平調節が出来る大きなアジャスター付きで測定値の安定しないカーペットなどの上でも計測ができます。滑りづらいラバーマットで安全性にも優れています。

軽くても機能的、マザー/チャイルド機能搭載

seca 877は体重計をつま先でつつくと電源が入り、後は乗るだけの簡単操作です。体重計の上でじっとしているのが困難な小さな子供も簡単に測定できるマザー/チャイルド機能が付いております。



読み取り易い大きなLCDディスプレイ



カーペット上での使用でも、付属の高さ調節アジャスターを付ければ問題なし。



つま先でタップすると電源が入る tip-onスイッチ



大きな水平アジャスターと滑りづらいラバーマット付き

seca 877

テクニカルデータ

- 最大計量：200 kg
- 最小表示：100 kgまで100 g
100 kg以上200 g
- サイズ (WxHxD): 321 x 59 x 356 mm
- 重量：約3.8 kg
- 電源：単三乾電池 x 6本
- 機能：2 in 1(マザー/チャイルド機能)、Tip onスイッチ
- 精度等級4級