

seca 878

可便携使用的台秤



- 母婴测量功能可轻松测量小婴儿的体重。
- 超大测量平台保证了其安全稳定性。
- 轻巧的设计和电源供电方便携带，可移动使用。
- 双显示屏设计可以从不同角度读取测量结果。
- 两个脚触按键方便使用。

seca 878:

超出你的想象

Seca 878可完成便携式台秤所需实现的所有功能甚至更多。它非常的坚固，易于操作，使用寿命长，在任何湿度下测量的精准度都不会受到影响。脚触开关方便使用。



高度稳定性

seca 878非常轻便，仅4.1kg，但是却非常坚固。配备了钢制框架，顶级棱纹表面处理，和特别耐力的ABS工程塑料和Plexiglas®树脂玻璃，从幼童到成人，最大可精确测量到200kg。台秤下的水平垫脚保证了秤无论放置在何种地面上都可以保证其稳定性。

操作简易

在进行多次测量时，无需多次弯腰，seca 878的脚触开关只需脚趾轻触即可启动和关闭秤。还有一个省力的功能就是母婴二合一功能，可以通过成人抱着婴儿来称量婴儿的体重。一体化的把手及仅4.1kg的重量也非常方便这款秤的移动称量。

智能细节

特别值得一提的是其双显示屏设计，可以让病人和医护人员同时在不同的两个方向看到测量结果。由于同时具有保护切换开关和手动电源开关，可防止在运输过程中被无意激活。秤即使在恶劣的使用环境下也可以确保其功能不受影响。

医生和病患从双显示屏可以同时看到测量结果。



秤底部的水平底座保证了秤的安全放置。



秤后侧的两个按键可以通过脚触来控制。



大的测量平台设计和防滑表面处理确保安全站立。

seca 878

技术数据

- 最大称重: 200 kg
- 检定分度值: 100 g < 150 kg > 200 g
- 外形尺寸 (长x高x宽): 321 x 61 x 362 mm
- 平台尺寸 (长x高x宽): 288 x 60 x 280 mm
- 重量: 4.1 kg
- 电源: 电池供电
- 功能: 母婴测量功能, 保持, 自动关机
- 选配: 量高尺seca 217, 设配件seca 437, 便携袋seca 414 (带有seca 217量高尺和seca 437适配件) 和 seca 415