

# seca 878 dr

Su nombre habla por sí mismo: la báscula seca médica (III)

nuevo



- Fácil de usar, ya que está desarrollada especialmente para los consultorios médicos.
- De sorprendente duración. Una fabricación sólida con un diseño innovador.
- Doble pantalla para la lectura simultánea desde distintas posiciones.
- Etiqueta intercambiable con un nombre personalizable.

¿Cómo se vería su etiqueta?  
Véala ahora mismo:  
[www.seca.com/doctorscale](http://www.seca.com/doctorscale)

## seca 878 dr:

### Una báscula sólida con un sugerente diseño.

La báscula médica seca 878 dr está especialmente diseñada para su uso en las prácticas médicas. La pantalla LCD puede leerse desde posiciones opuestas y dispone de un botón que permite encender la báscula cómodamente con el pie, por lo que la convierte en el dispositivo ideal para todo consultorio médico. Es lo suficientemente ligera para que se pueda trasladar a varias salas de tratamiento y lo suficientemente sólida para que pueda confiar durante años en su funcionamiento. Se trata sin duda de un producto con la calidad propia de seca.

#### Precisión de resultados.

Un producto médico tan moderno como la báscula seca 878 dr no puede compararse con una báscula convencional. Durante el proceso de fabricación, esta báscula diseñada especialmente para médicos se somete a las condiciones más exigentes, es fácil de usar y proporciona datos fiables y muy precisos. Y lo mejor de todo es su sorprendente relación precio-rendimiento.

#### Múltiples funciones útiles.

El control de los valores de medición se resuelve de forma óptima gracias a la pantalla LCD que puede leerse desde posiciones opuestas. La protección de la espalda está garantizada gracias a las teclas de encendido y apagado en la parte frontal, que pueden accionarse con el pie. Además, mediante la función madre/bebé, es posible pesar al bebé sin problema en los brazos de su madre. Estas características combinadas con un diseño compacto y moderno hacen que la báscula seca 878 dr sea ideal.

#### Marca personalizada.\*

El buen nombre se logra mediante la calidad y unas funciones modernas. Por eso, la báscula seca 878 dr ha conseguido la etiqueta de "báscula médica". De este modo, queda claro el peso del producto y se refleja a su vez la profesionalidad de aquel que lo utiliza. La etiqueta otorga a quienes utilizan la báscula la seguridad de la precisión de los valores medidos y puede personalizarse con mensajes específicos. Puede encontrar más información al respecto en [www.seca.com/doctorscale](http://www.seca.com/doctorscale).



Gracias a su diseño plano y la superficie antideslizante se puede pisar y permanecer de pie con seguridad y comodidad.

La etiqueta intercambiable permite la personalización individualizada.



Las dos teclas en la parte frontal de la báscula pueden activarse fácilmente con el pie.

También puede acceder al sitio web mediante el siguiente código QR:



## seca 878 dr

### Datos técnicos

- Capacidad de carga: 200 kg
- División: 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensiones (AxAxP): 321 x 61 x 361 mm
- Dimensiones de la plataforma (AxAxP): 288 x 60 x 280 mm
- Peso neto: 4,1 kg
- Alimentación: baterías, adaptador de red eléctrica (opcional)
- Funciones: Función madre/bebé, HOLD, desconexión automática
- Clase de calibrado:  $\text{M}$
- Opcional: Etiqueta personalizable seca 478