

# seca 899

Pèse-personne plat  
électronique à module  
d'affichage séparé 

**nouveau**



- Module d'affichage et de commande séparé à inclinaisons multiples pour un confort d'utilisation.
- Grands chiffres LCD de 20 millimètres pour une lecture facile.
- Fonction BMI pour l'évaluation du statut nutritionnel.

**seca**

La précision au service de la santé

**seca 899 :**

## Plus de souplesse dans le quotidien du personnel soignant.

L'usage médical requiert une flexibilité maximale, et des détails conçus pour une pesée plus simple, plus rapide et plus fiable. Des exigences auxquelles le modèle seca 899 répond parfaitement : poignée de transport, forme plate et compacte, 3,9 kilos seulement, module d'affichage séparé, et des fonctions utiles telles que le BMI et la fonction HOLD ou TARE.



## Lecture aisée du poids grâce au module d'affichage séparé.

Le module d'affichage et le plateau de la balance seca 899 sont reliés par un câble de 2,25 m. L'avantage : le module d'affichage de la balance peut être posé à part sur une table ou accroché au mur à hauteur des yeux pour une lecture confortable. La pesée est tout aussi accessible aux personnes souffrant d'un handicap moteur qui peuvent monter sans difficulté sur le plateau.



Pieds réglables sous la face inférieure du plateau pour stabiliser la balance.

## Stabilité assurée, même sur des surfaces inégales.

Les larges pieds réglables du plateau en assurent la stabilité sur tous les sols. La face inférieure de l'unité d'affichage et de commande séparée est dotée de petits plots de caoutchouc qui l'empêchent de glisser sur les surfaces lisses. Chaque fonction est repérée par un marquage sans équivoque qui garantit une manipulation rapide et correcte, même pour un utilisateur peu expérimenté. Le rangement de la balance seca 899 est tout aussi simple grâce à des dimensions et un poids relativement faibles.



Élément d'affichage et de commande à angles d'inclinaison multiples, se pose sur une table ou s'accroche au mur.

## Pesée confortable avec fonctions essentielles.

Le modèle seca 899 dispose de toutes les fonctions fréquemment utilisées : la fonction BMI pour déterminer le statut nutritionnel, la fonction HOLD pour l'affichage permanent des résultats et la fonction TARE pour la déduction d'un poids additionnel, comme par exemple lors de la pesée des enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. La lecture du résultat de la mesure est des plus simples grâce à la taille des chiffres du module d'affichage séparé dont l'inclinaison est réglable à volonté. Le revêtement est lavable avec tous les produits de nettoyage courants.

**seca 899**

## Caractéristiques techniques

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g < 150 kg > 200 g
- Dimensions de la balance (LxHxP) : 313 x 58 x 315 mm
- Dimensions du module d'affichage (LxHxP) : 205 x 75 x 48 mm
- Poids : 3,9 kg
- Alimentation : piles, bloc secteur en option
- Longueur de câble : 2,25 m
- Fonctions : BMI, TARE, HOLD, extinction automatique
- Classe d'étalonnage : 



Construction compacte et faible poids pour une utilisation mobile.