

seca 899

デジタルフラットスケール (検定付)

new



- リモートケーブル式ディスプレイでいかなる場所でも簡単測定
- 大きさ20mmの読み取り易いLCD表示
- 肥満度指数 (BMI数値) を簡単表示

seca 899:

困難だったことを簡単に

Seca 899 はとても軽く体重計に最低限必要な機能をすべて兼ね備えている持ち運びにも便利なリモートケーブル通信式の体重計です。とてもシンプルな構造でクリーニングも簡単に行うことができます。



デスクの上にディスプレイ

seca 899は日常の計測業務を最大限手助けいたします。デスクの上にディスプレイを置きケーブルで接続されている計量台を近くのお好きな場所に置いてください。後は電源を入れるだけで準備完了です。

安全性、そして安定性を追及

大きく回しやすい水平調節アジャスターは今まで面倒くさかった検定付体重計の水平調節を簡単に行うことが出来、計測時における最大限の安全性と安定性をご提供いたします。そしてシンプルな操作性は現場の方に最大限の簡便性をご提供いたします。

必要不可欠な機能をご提供

seca 899は体重計に必要な不可欠な機能をすべて備えております。患者の肥満度を測るBMI機能、計測台から降りた後も測定結果を表示するHOLD機能、差し引きたい重量を引く風袋引き機能はお母さんの重量をそのまま差し引いて子供を抱えて計測することが可能です。



カーペット上での使用でも、付属の高さ調節アジャスターを付ければ問題なし。



コンパクトなデザイン、そして非常に軽く持ち運びに便利な本体。



簡単に角度調整できるディスプレイは壁やデスクの上に簡単に取り付け可能です。



seca 899

テクニカルデータ

- 最大計量：200 kg
- 最小表示：100 kgまで100 g
100 kg以上200 g
- 計量台サイズ (WxHxD):
321 x 59 x 356 mm
- ディスプレイサイズ (WxHxD):
205 x 73 x 47 mm
- 重量：約4.3 kg
- 電源：単三乾電池 x 6本
ACアダプター (オプション)
- 機能：BMI機能、風袋引き機能、表示固定機能<切替式>自動表示固定機能自動電源オフ機能
- 精度等級4級