

seca 952

Báscula silla, para el pesaje en posición sentada



- Solución sencilla para personas con motricidad limitada.
- Apoyabrazos y apoyapiés rebatibles que facilitan el acceso.
- Freno de ruedas que asegura la posición.
- Fácil de usar, con elemento de manejo intuitivo.
- Asiento de material termoplástico polipropileno de fácil limpieza.
- Todas las funciones importantes, para un máximo de utilidad.

seca 952:

El alivio para los pacientes y el personal.

El pesaje estando de pie supone un esfuerzo extraordinario para las personas mayores o con motricidad limitada. Por eso, las básculas silla son un gran alivio para los pacientes y el personal en hospitales, residencias de ancianos, institutos geriátricos o departamentos de ortopedia. Para estos casos, la nueva seca 952 ofrece una solución sólida y orientada al usuario, con todas las funciones que debe ofrecer una buena báscula silla.



Todo lo que es importante.

Con una capacidad de 200 kg y una división en 100 g, la báscula seca 952 cumple con todos los estándares básicos para la medicina. A ello se suman las típicas ventajas que ofrece seca, tales como apoyabrazos y apoyapiés rebatibles, un freno que asegura la posición de las ruedas, un asiento ergonómico, ruedas de marcha suave y un asidero ergonómico que facilita las maniobras con la báscula silla.

De fácil manejo.

Los apoyabrazos y apoyapiés rebatibles permiten que los pacientes mayores o de gran peso suban a la báscula silla y se sienten cómodamente. De la misma manera, para el personal es un alivio no depender de toma de corriente, porque la báscula seca 952 funciona con pilas y su autonomía llega hasta 4000 pesajes. Tampoco hay mucho que estudiar para utilizarla, puesto que el elemento indicador colocado en el asidero se maneja intuitivamente y se puede conmutar de kg a lbs o sts.

TARA y auto-HOLD.

Se sobreentiende que la báscula seca 952 ofrece la importante función TARA, para pesar separadamente cada peso agregado, y la función auto-HOLD, que permite que el personal atienda al paciente antes de leer el resultado del pesaje. Con todas estas prestaciones, aunadas al famoso acabado y a la larga vida útil, es otro auténtico producto seca; porque satisface todas las expectativas que despierta la marca del líder mundial en sistemas médicos de pesaje y medición.

Nuevo asidero ergonómico que facilita el empuje de la báscula silla.



Apoyapiés y apoyabrazos rebatibles que alivian el esfuerzo de sentarse en la silla y bajarse de ella.



Posición práctica de la pantalla y fácil manejo de las funciones.

seca 952

Datos técnicos

- Capacidad: 200 kg / 440 lbs
- División: 100 g / 0.2 lbs
- Dimensiones (BxHxA): 563 x 906 x 957 mm / 22.2 x 35.7 x 37.7"
- Peso: 22.4 kg / 49.4 lbs
- Alimentación: Batería
- Funciones: TARA, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática