

# seca 952

## Fauteuil de pesée pour une pesée en position assise



- La solution simple pour les personnes handicapées.
- Accoudoirs et repose-pieds repliables pour une installation aisée.
- Frein permettant de bloquer les roues pour une tenue plus sûre.
- Élément de commande intuitif pour une utilisation simple.
- Toutes les fonctions importantes pour une utilité maximale.

**seca 952 :**

## Un soulagement pour les patients et le personnel.

La pesée en position debout représente une contrainte importante pour les personnes handicapées ou les personnes âgées. Les fauteuils de pesée permettent de soulager fortement les patients et le personnel des maisons de retraite, des hôpitaux, des services de gériatrie et d'orthopédie. Le seca 952 propose une solution solide orientée vers les utilisateurs et offrant toutes les fonctions que doit posséder un fauteuil de pesée.

## Tout ce qui est important.

Grâce à une capacité de 200 kg et une graduation de 100 g, le modèle seca 952 répond à toutes les normes de base des exigences médicales. A cela viennent s'ajouter des avantages spécifiques à seca comme les accoudoirs et les repose-pieds repliables, le frein permettant de bloquer les roues de manière sûre, un siège ergonomique et des roues légères, qui associés à la poignée ergonomique permettent de faciliter fortement le déplacement du fauteuil de pesée.

La nouvelle poignée ergonomique facilite le déplacement.



## Commande aisée.

Grâce aux accoudoirs et repose-pieds repliables, les personnes plus âgées ou de forte corpulence pourront s'installer facilement dans le fauteuil de pesée. Le travail du personnel est également facilité : le modèle seca 952 fonctionnant sur piles, plus besoin de partir à la recherche d'une prise de courant, et ce pour 4.000 pesées. Il n'est également plus nécessaire de former l'utilisateur car l'élément d'affichage intégré à la poignée se commande de manière intuitive.



Les accoudoirs et repose-pied peuvent être relevés pour pouvoir prendre place et se lever plus facilement.



## TARE et HOLD.

Le modèle seca 952 est bien entendu équipé des fonctions importantes : La fonction TARE, permettant de peser chaque poids ajouté séparément et la fonction auto-HOLD permettant au personnel de d'abord s'occuper du patient avant de lire le résultat de la mesure. Tout ceci, en plus de sa fabrication réputée et de sa longue durée de vie, fait du fauteuil de pesée un vrai produit seca. Car il répond à toutes les attentes que l'on peut exiger du leader mondial sur le marché de la pesée et de la mesure médicale.



L'affichage est positionné de manière pratique et est très facile à commander.

**seca 952**

## Caractéristiques techniques

- Capacité : 200 kg
- Graduation : 100 g
- Dimensions (LxHxP) : 563 x 906 x 957 mm
- Poids : 22,4 kg
- Alimentation : piles
- Fonctions : TARE, auto-HOLD, extinction automatique
- Classe d'étalonnage :  $\text{M}$