

seca 954

Báscula silla electrónica con apoyabrazos y apoyapiés orientables



- Apoyabrazos y apoyapiés orientables que facilitan el re-acomodo del paciente.
- Ruedas de marcha suave.
- Función BMI.
- Clara disposición de la superficie de mando.
- Incluye bolso para adaptador de red eléctrica.

seca 954:

Consideración, confort y seguridad.

¿Cuál es el modo más cuidadoso de pesar a personas que deben guardar reposo o con problemas de equilibrio? La báscula silla de la marca seca es la solución ideal, porque se puede llevar directamente hasta donde está el paciente, ahorrándole a él y al personal sanitario cualquier esfuerzo innecesario.

Los apoyabrazos y apoyapiés orientables facilitan el traslado y el re-acomodo.

La consideración y el confort son los aspectos predominantes de este sólido modelo cuyo marco está realizado con tubos circulares de acero. Los apoyabrazos son abatibles, para el traslado del paciente desde la silla o cama a la báscula y su re-acomodo sin obstáculos. Los apoyapiés se pueden plegar hacia arriba en ambos lados para empujarlos hacia adentro. Los frenos de bloqueo de las ruedas traseras brindan seguridad cuando el paciente deba sentarse o ponerse de pie.

Movilidad sin contratiempos.

La báscula seca 954 se apoya sobre cuatro ruedas de marcha suave y sumamente ágiles que facilitan las maniobras hasta en espacios muy reducidos.

Clara disposición de la superficie de mando.

En la parte posterior de la báscula seca 954 se encuentra el elemento indicador y de mando con una gran pantalla LCD. Todo esto brinda un gran confort para el manejo de la báscula. Todas las funciones se controlan a través de cuatro teclas grandes claramente dispuestas. Una interfaz RS232 garantiza una transmisión fiable de datos a un PC o impresora. Sumamente práctica: la bolsa seca 471, incluida en el suministro, guarda el adaptador de red eléctrica junto a la báscula.



Valores precisos en cada caso.

Dado que el punto cero de la función de pesaje puede variar por factores externos, precisamente cuando se trata de una báscula de alta sensibilidad, la electrónica de esta báscula silla lo controla y reajusta automáticamente en cada segundo. La función de amortiguación de la báscula seca 954 también asegura el pesaje preciso de pacientes inquietos. Con una función adicional: mediante la simple pulsación de una tecla, la báscula seca 954 también comprueba automáticamente el Índice de Masa Corporal (BMI) y así el estado nutricional del paciente.



La pantalla, confortablemente posicionada, se maneja con facilidad.

Los apoyapiés y apoyabrazos rebatibles facilitan la tarea de sentarse en la silla y bajarse de ella.

seca 954

Datos técnicos

- Capacidad: 300 kg / 660 lbs
- División: 50 g < 150 kg > 100 g / 0.1 lbs < 330 lbs > 0.2 lbs
- Dimensiones (AxAxP): 563 x 897 x 978 mm / 22,2 x 35,3 x 38,5"
- Peso: 24,5 kg / 54 lbs
- Alimentación: red eléctrica / pilas
- Funciones: TARA, HOLD, BMI, conmutación kg/lbs, desconexión automática, interfaz RS232