

# seca 956

## 儿童适用的电子座椅秤 ③



- 较小儿童称重的解决方案。
- 可折叠扶手和脚踏板方便人坐下。
- 脚轮刹车可以安全停靠。
- 灵敏的操作键使用简单。
- 为广泛使用具备所有必需的功能。

## seca 956:

减轻病人和医  
护人员的负担。

**对**于较小的儿童，让他们安静地站在秤上称重是个难题。因此，在医院，特别是在儿童保健科，座椅秤是儿童与医生的好帮手。新款 956 提供了一种合理且具方向性的解决方案。



### 每一点都很重要。

200 公斤的高称量能力，100 克的检定分度值，seca 956 符合一般体检的所有要求。此外，该秤还附加了赛康产品的显著特点，例如：可折叠的扶手，移动脚轮，安全的脚轮刹车，符合人体体形的坐椅，平稳运转的脚轮，还有符合人体功率学的一体化手推，使得推轮椅变得简单。

### 操作简便。

由于可折叠扶手和脚踏板的设计，老人、重体重病人以及儿童可以坐在秤上简单舒适地测量体重。对于医护人员来说，这款秤操作简单，因为电池作为电源，无需依赖外接电源，一组电池最多可进行 4000 次称量。不必浪费任何时间去研究如何操作该款秤，使用者可以直观的使用。显示屏被设置在扶手上，读数简单方便。

### 除皮和保持。

seca 956 当然设有重要的除皮功能，该功能可以扣除任何新增的重量。保持功能可以让医护人员能够第一时间照顾到病人，而后再读得测量结果。所有这些优点加上我们所知道的工艺和耐用性使它成为真正的 seca 产品。它满足了使用者对于医用称量领域领导者的所有期望。

新设计的符合人体工程学的扶手使秤更易推动。



为了方便人们坐下和站起，扶手和脚踏板可以折叠。



实用的显示屏方便读取测量结果。

## seca 956

### 技术参数

- 最大称量: 200 kg
- 检定分度值: 100 g
- 尺寸 (长X宽X高): 563 x 906 x 946 mm
- 重量: 22.4 kg
- 电源: 电池
- 功能: 除皮, 保持, 自动关机
- 准确度等级:  $\text{M}$