

Báscula de piso integrable, con pantalla de identificación y plataforma de vidrio estable

seca
Precisión para la salud

seca 650

- + La pantalla muestra los nombres o identificaciones de los usuarios y pacientes para mayor seguridad
- + Plataforma de gran tamaño fabricada del seca Bearclaw Glass® comprobado para una absoluta seguridad anti-rotura y una higiene perfecta
- + Máxima flexibilidad en el posicionamiento de la pantalla con un soporte universal para montaje en sobremesa o en la pared
- + Expansible a una estación de medición con apoyo, y por lo tanto siempre correctamente equipada en el futuro
- + Amortiguación ajustable para un pesaje rápido y preciso
- + Integrable: valores medidos transferidos directamente y sin errores a la historia clínica electrónica (EMR)



EMR



seca 650

Báscula de piso integrable, con pantalla de identificación y plataforma de cristal estable



La báscula de piso para la historia clínica electrónica

Con la seca Scale-up Line, probablemente exista ahora la primera báscula de piso que fue específicamente desarrollada para conectarse con la historia clínica electrónica (EMR). Además de su capacidad de integración, exhibe una plataforma extremadamente grande y de fácil acceso que ofrece mucho espacio, incluso para pacientes particularmente mórbidos. Con la seca 651 de la seca Scale-up Line, el pesaje médico es aún más seguro, eficiente y cómodo para los pacientes y los usuarios.

Capacidad	360 kg / 800 lbs
Graduación	50 g / 0,1 lb
Funciones	Visualización del nombre o ID del usuario y del paciente, botones de acceso directo personalizables, TARA, Pre-TARA, función madre+bebé, HOLD, Auto-HOLD, Auto-BMI, CLEAR, Auto-CLEAR, conmutación kg/lb, conmutación cm/in, amortiguación, Wi-Fi, Ethernet
Accesorios	+ Medición de estatura ultrasónica seca 257 en combinación con elemento adaptador seca 464 + Pasamanos seca 455



Plataforma de cristal de elevada resistencia

La plataforma de cristal no sólo muestra elegancia, sino que también es particularmente higiénica. La tasa de mortalidad sobre el cristal para muchas especies de gérmenes es superior al 99 %. Esto hace que el cristal resulte tan higiénico como el acero inoxidable y también fácil de limpiar. Con una huella antideslizante se proporciona resistencia al deslizamiento. La resistencia a la rotura está garantizada mediante el uso del seca Bearclaw Glass®.



Pantalla de identificación para una integración aún más fácil en la historia clínica electrónica (EMR)

La seca Scale-up Line fue específicamente diseñada y desarrollada para conectarse con la historia clínica electrónica (EMR). El peso y otros datos, tales como la hora de la medición, son almacenados de forma centralizada y quedan a disposición de todos los usuarios. Durante la medición, la pantalla de identificación muestra el nombre o la identificación del paciente y del usuario, quienes son registrados con un escáner de código de barras conectado en forma adicional. Al final, esto hace que el proceso de integración resulte transparente, seguro y aún más fácil de usar.