

Produkt	seca 402 & 403 Stolik mobilny z podstawą pod wagi niemowlęce/pediatryczne.	
Opis 2018	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wygodny transport dzięki 4 podgumowanym, łatwo obracającym się kółkom. 2 kółka z hamulcami. ▪ Dokładnie dopasowane wag dzięki wgłębieniom w powierzchni blatu umożliwiają stabilne i bezpieczne ważenie. ▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z stolikiem. ▪ Optymalna wysokość blatu - 80 cm zapewnia ergonomiczną pracę. ▪ Zintegrowana szuflada i półka do przechowywania rzeczy – dla modelu seca 403. ▪ Opcjonalnie uchwyt na rolkę papieru/podkładu, aby ułatwić higieniczne ważenie – dla modeli seca 402 	
Dane techniczne	Dopuszczalne obciążenie	100 kg
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)	715 x 800 x 435 mm
	Wysokość blatu	800 mm
	Grubość blatu	2,5 cm
	Średnica kółek	100 mm
	Masa własna	27,5 kg
	Instrukcja obsługi	tak
Gwarancja	24 miesiące	