

Produkt	Waga platformowa seca 645 Elektroniczna, legalizowana waga platformowa z wyświetlaczem do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III	
Opis 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopuszczalne obciążenie wynoszące 300 kg ▪ Bezprzewodowa radiowa funkcja przekazywania wyników wagi i wzrostu do systemu bazy danych szpitala HIS po wcześniejszej konfiguracji. ▪ Obszerna platforma umożliwiając łatwe ważenie osób z poważną nadwagą dzięki nisko umieszczonej platformie = 5,5 cm ▪ 2 boczne balustrady na dole wagi zabezpieczają przed upadkiem pacjenta oraz wzmacniają konstrukcję wagi. ▪ 2 wbudowane gumowe kółka, które nie niszczą podłogi, pozwalają przewozić wagę w dowolne miejsce na oddziale. ▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. ▪ Dogodny odczyt wyników na wyświetlaczu, który jest obracalny wg wymagań pielęgniarki/lekarza. ▪ Wygodne ważenie pacjenta również na krześle, które można ustawić na wadze i automatycznie odjąć wagę krzesła, aby otrzymać wagę pacjenta dzięki funkcji Pre-TARA. ▪ Możliwość zamontowania wzrostomierza w zakresie 6-230 cm. 	
Dane techniczne	Obciążenie maksymalne	200 kg (zakres 1), 300 kg (zakres 2)
	Działka elementarna	100 g (zakres 1), 200 g (zakres 2)
	Zakres TARA	300 kg
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)	750 x 1140 x 750 mm
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)	600 x 55 x 600 mm
	Wysokość cyfr	ok. 21 mm
	Masa własna	24,5 kg
	Zasilanie elektryczne	Baterie R6, zasilacz (opcjonalnie)
	Interfejs szeregowy	RS232 (opcjonalnie)
	Instrukcja obsługi	tak
Funkcje	Pre-TARA, TARA, HOLD, BMI, przełączanie zakresów ważenia,	
Gwarancja	24 miesiące	