

<b>Produkt</b>	<b>Mechaniczna waga kolumnowa seca 711</b> Mechaniczna legalizowana waga kolumnowa z przesuwными odważnikami na wysokości wzroku. Waga osobowa przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III.	
<b>Opis 2018</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą</li> <li>• Bardzo duże obciążenie maksymalne do 220 kg dla wyjątkowo otyłych pacjentów</li> <li>• Obszerna, niska żeliwna platforma.</li> <li>• Prosta w obsłudze i łatwa w odczycie dzięki wskaźnikowi na wysokości wzroku.</li> <li>• Łatwe i proste przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym</li> <li>• Dodatkowy pomiar wzrostu przy użyciu opcjonalnego wzrostomierza seca 220</li> </ul>	
<b>Dane techniczne</b>	<b>Dopuszczalne obciążenie</b>	<b>220 kg</b>
	<b>Działka elementarna</b>	<b>100 g</b>
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)	520 x 1.556 x 520 mm
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)	335 x 80 x 345 mm
	<b>Masa własna</b>	<b>21,7 kg</b>
	Kolor	biały
	Okładzina	czarna okładzina antypoślizgowa
	Znak zgodności	CE 0109
	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	klasa I
	Dopuszczenie produktu do obrotu (Certyfikat zatwierdzenia typu CE)	D05-09-003
	Instrukcja obsługi w jęz. polskim	tak
	Funkcje	ustawienie punktu zerowego
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące	
<b>Akcesoria</b>	seca 220	Wzrostomierz, zakres pomiaru: 85 do 200 cm, działka elementarna: 1 mm Nr art.: 220 1714 004