

Produkt	Waga kolumnowa seca 799 z wzrostomierzem. Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III	
Opis 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą ▪ Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym ▪ Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki. ▪ Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierz 75-200 cm i odczytem wyniku z przodu i boku wzrostomierza. ▪ Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta ▪ Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stojącego na rogu platformy. ▪ Wyniki ważenia pozostają "zamrożone" na wyświetlaczu funkcją HOLD. Dzięki temu można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia ▪ Oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą. ▪ 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi. 	
Dane techniczne	Obciążenie maksymalne	200 kg
	Działka elementarna	100 g < 150 kg > 200 g
	Zakres TARA	200 kg
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)	294 x 1340 x 417 mm
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)	272 x 75 x 280 mm
	Wyświetlacz / Wysokość cyfr	LCD / 20 mm
	Wysokość odczytu	ok. 820 mm
	Masa własna	6.9 kg
	Zasilanie elektryczne	6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i zasilacz seca 447 (opcjonalnie)
	Pobór prądu	ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy)
	Znak zgodności	CE 0109
	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	klasa I
	Instrukcja obsługi w jęz. polskim	tak
Funkcje	TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączenie	
Garancja	24 miesiące, brak wymogu przeglądów okresowych	