

<b>Produkt</b>	<b>Waga kolumnowa seca 799</b> Elektroniczna waga kolumnowa przeznaczona do szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III	
<b>Opis 2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą</li> <li>▪ Łatwe przemieszczanie wagi dzięki wbudowanym kółkom transportowym</li> <li>▪ Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki.</li> <li>▪ Plastikowo - Aluminiowy bezpieczny wzrostomierz 75-200 cm</li> <li>▪ Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta</li> <li>▪ Platforma, na której stoi pacjent jest zintegrowana pomostem wagi, co zabezpiecza przed wywróceniem się pacjenta przypadkowo stojącego na rogu platformy.</li> <li>▪ Wyniki ważenia pozostają "zamrożone" na wyświetlaczu funkcją HOLD. Dzięki temu można najpierw zająć się pacjentem, a następnie zanotować wynik ważenia</li> <li>▪ Niezwykła oszczędność energii dzięki małemu zużyciu prądu - 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczanych w pakiecie z wagą.</li> <li>▪ 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi.</li> </ul>	
<b>Dane techniczne</b>	<b>Obciążenie maksymalne</b>	<b>200 kg</b>
	<b>Działka elementarna</b>	<b>100 g &lt; 150 kg &gt; 200 g</b>
	<b>Zakres TARA</b>	<b>200 kg</b>
	Wymiary, waga (szer. x wys. x głęb.)	294 x 1340 x 417 mm
	Wymiary, platforma (szer. x wys. x głęb.)	272 x 75 x 280 mm
	Wyświetlacz / Wysokość cyfr	LCD / 20 mm
	Wysokość odczytu	ok. 820 mm
	<b>Masa własna</b>	<b>6.9 kg</b>
	Zasilanie elektryczne	6 baterii typu R6 (paluszki), lub/i zasilacz seca 447 (opcjonalnie)
	Pobór prądu	ok. 25 mA, (10.000 ważeń na jednym zestawie baterii, 70h pracy)
	Znak zgodności	CE 0109
	Wyrób medyczny zgodnie z dyrektywą 93/42/EWG	klasa I
	Instrukcja obsługi w jęz. polskim	tak
	Funkcje	TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączenie
<b>Garancja</b>	24 miesiące, brak wymogu przeglądów okresowych	