

Product	Waga niemowlęca seca 834 Elektroniczna waga dla niemowląt przeznaczona do stosowania w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich, zalegalizowana do celów medycznych wg klasy III	
Opis 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ściągana szalka do ważenia dzieci w pozycji stojącej lub/i leżącej. ▪ Instalacja i szkolenie w pakiecie z wagą. ▪ Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi. ▪ Łatwe określenie ilości wypitego mleka przy karmieniu dzięki funkcji BMIF ▪ Mobilność dzięki małej masie wagi i dodatkowo dostępnej torbie wymiary (szer. x wys. x głęb.): 570 x 330 x 150 mm ▪ 4 podgumowane punkty podparcia wagi. ▪ Małe zużycie prądu – 10.000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii dostarczone razem z wagą w pakiecie. ▪ Łatwe do utrzymania w czystości powierzchnie z materiału ABS ▪ Szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci funkcją HOLD - dzięki temu można zająć się niemowlęciem, a następnie zanotować wynik ważenia. 	
Dane techniczne	Obciążenie maksymalne	20 kg
	Działka elementarna	10 g < 10 kg > 20 g
	Zakres TARA	20 kg
	Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	552 x 156 x 332 mm
	Wyświetlacz / Wysokość cyfr	LCD / 20 mm
	Temperatura pracy	+10 °C do +40 °C
	Masa własna	2.5 kg
	Zasilanie elektryczne	6 baterii typu R6 ("paluszki")
	Pobór prądu	ok. 30 mA
	Instrukcja obsługi w języku polskim	tak
	Funkcje	TARA, HOLD, BMIF, automatyczne wyłączanie i zerowanie.
	Gwarancja	24 miesiące
Akcesoria	seca 414	Torba, wymiary (szer. x wys. x głęb.): 625 x 210 x 350 mm Nr art: 414 0000 009